



**MEDICA**  
EUROPE

**Leveringsprogramma  
2021/2022**



## **VOORWAARDEN**

- Tussentijdse wijzigingen zijn voorbehouden
- Levering franco huis bij een minimum orderbedrag van € 500,-
- Voor relaties buiten Nederland geldt een levering af-fabriek
- Medica Europe behoudt zich het recht voor verzend- en administratiekosten in rekening te brengen van € 25,- bij een orderwaarde lager dan € 500,-
- Levertijden en prijzen: op aanvraag
- Levering vindt uitsluitend plaats in genoemde verpakkingseenheden of veelvoud daarvan
- Betalingsconditie: netto 30 dagen na factuurdatum
- Van toepassing zijn de algemene verkoopvoorwaarden gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant 16017420

## **ZOEKFUNCTIES IN DIT PDF BESTAND**

In de inhoudsopgave kunt u klikken op het gevonden woord: u gaat daarmee naar de gezochte bladzijde. Daarnaast kunt u gebruik maken van de zoekfunctie via de combinatie van de toetsen Ctrl + F. Daarmee kunt u het gehele bestand doorzoeken.

### **MEDICA EUROPE BV**

Galliërsweg 20  
Postbus 746  
5340 AS Oss  
Tel. 0412 - 67 13 00  
Fax. 0412 - 67 13 10  
[www.medica-europe.nl](http://www.medica-europe.nl)

Uw orders kunt u richten aan de afdeling Klantenservice:  
E-mail: [orderentry@medica-europe.nl](mailto:orderentry@medica-europe.nl)

## Inhoudsopgave

OPPERVLAKKENDESINFECTIE	1
HANDHYGIËNE	5
ZEEPAUTOMATEN	7
PATIËNTVERZORGING	9
DISPOSABLE SEPARATIEGORDIJNEN	13
STERILISATIE VERPAKKINGSMATERIAAL	14
PAPIEREN ZAKKEN	18
STERILISATIE VERPAKKINGSMATERIAAL	19
STERILISATIE CONTROLEMIDDELEN	21
REGISTRATIEMIDDELEN	22
STERILISATIE ACCESSOIRES	24
PROTECTIE	27
HANDSCHOENEN	31
DISPENSERS HANDSCHOENEN	42
EUROGUARD® AFDEKMATERIALEN EN OPERATIEJASSEN	44
DISPOSABLE KLEDING	45
OK SPECIALS	46
ELECTRODEN/ECHOGEL	48
VESSELCARE	49
CURETTAGE	50
DISPOSABLE INSTRUMENTARIUM	51
VERPLEGINGSARTIKELEN	52
EUROGUARD® AFDEKMATERIALEN EN OPERATIEJASSEN	54
AFZUIGSLANGEN	55
UITZUIGCATHETERS	56
YANKAUERS	57
REDONDRAINAGESYSTEMEN, PFM	58
GESLOTEN LAAG VACUÛM SYSTEEM, PFM	59
MINI-WONDDRAINAGE SYSTEMEN, PFM	60
TROCARS, PFM	61
DRAINS, PFM	62
DRAINS, SILICONEN	63
DRAINAGESYSTEMEN	64
URINE-OPVANGSYSTEMEN	65
UROLOGISCHE SYSTEMEN	67
SPEC. PROD. VOOR LICHT- EN/OF PVC-GEVOELIGE MEDICAMENTEN	68
NAALDLOZE TOEDIENINGSSYSTEMEN, CURAPHARM	69
STANDAARD TOEDIENINGSSYSTEMEN	70
BELUCHTERS, ADAPTERS EN ACCESSOIRES	71

IV-NAALDEN	72
KRANEN, KRANENBLOKKEN EN ACCESSOIRES	73
STOPJES EN (SPUITENPOMP)LIJNEN	74
SPALKEN	75
IV-THERAPIE BIJ NEONATOLOGIE	76
PATIËNTVERWARMING	77
TRANSILLUMINATIE	82
MICROCLAVE CLEAR®	83
BIOPATCH	84
ARTERIËLE NAALDEN	85
ARTERIËLE CATHETER KITS	86
GUIDEWIRES	87
KRANENBLOKKEN, ANGIO SPUITEN, HOGE DRUK LIJNEN	88
INTRODUCERS VOOR CARDIOLOGIE EN RADIOLOGIE	89
DILATORS	90
BIOPSY FORCEPS	91
PRODUCTEN VOOR INVASIEVE DRUKMETING	92
BEADEMINGSFILTERS	93
IV-FILTERS	94
INSUFFLATOR GAS-FILTERS	95
BLOEDFILTERS	96
AUTOLOGE BLOEDTRANSFUSIE	97
TROMBO-ELASTOGRAFIE	99
ZUURSTOF THERAPIE	101
LARYNX MASKERS	103
MAGILL TANGEN	104
P.V.C. SLANGEN	105
SILICON-RUBBER SLANG PLATINA VERNET	106
SILICON-RUBBER SLANGEN	107
LIJM	109

## OPPERVLAKKENDESINFECTIE

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **ACTISAN**

Chloortabletten op basis van natriumdichloorisocyanuraat,  
de tablet bevat 55% actief chloor  
4 potten à 300 stuks

11194

### **WIPES**

Doekjes geïmpregneerd met isopropylalcohol 70%  
Azowipe 100  
Azowipe 200

00725

00723



## INSTRUMENTENDESINFECTIE

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **REINIGING EN DESINFECTIE MANUEEL**

#### **GIGASEPT AF FORTE**

Aldehydevrij desinfecteermiddel met een gecombineerde reiniging voor de bereiding van starre en flexibele endoscopen en chirurgische instrumenten.

Ook geschikt voor ultrasoon.

2 liter

66390

5 liter

66391

#### **GIGASEPT FF**

Desinfecteermiddel op basis van succinedialdehyde voor het desinfecteren van starre en flexibele endoscopen en echosonden.

Ook geschikt voor ultrasoon.

2 liter

66335

#### **GIGASEPT INSTRU AF**

Aldehydevrij reinigings- en desinfectiemiddel voor instrumenten.

Ook geschikt voor ultrasoon.

2 liter

66336

#### **ROTASEPT**

Gebruiksklare oplossing voor reiniging en desinfectie van roterende instrumenten.

Aldehydevrij en ook geschikt voor ultrasoon.

2 liter

66340

### **REINIGING EN DESINFECTIE MACHINAAL**

#### **THERMOSEPT RKF**

Een vloeibaar alkalisch reinigingsmiddel voor machinale reiniging.

5 kg

66345

10 kg

66347

#### **THERMOSEPT RKN-ZYM**

Een vloeibaar enzymatisch reinigingsmiddel voor thermische en chemothermische bereiding van chirurgische instrumenten.

5 kg

66350



## **INSTRUMENTENDESINFECTIE**

*Omschrijving* *Bestelnummer*

---

### **THERMOSEPT NKZ**

Een vloeibare neutralisator op basis van citroenzuur.

5 kg 66348

### **REINIGING EN DESINFECTIE MACHINAAL**

#### **THERMOSEPT ER**

Machinaal reinigingsmiddel voor endoscopen.

5 liter 66352

#### **THERMOSEPT ED**

Machinaal desinfectiemiddel voor endoscopen op basis van glutaaraldehyde.

5 liter 66354

#### **THERMOSEPT SEK**

Ontharder en spoelmiddel voor thermische reiniging van bedpanspoelers.

5 kg 66353

### **REINIGING EN DESINFECTIE MEDISCHE HULPMIDDELEN**

#### **TERRALIN LIQUID**

Gebruiksklare oplossing voor desinfectie van medische hulpmiddelen op basis van alcoholen met een breed werkingsspectrum.

1 liter 66332

#### **TERRALIN PROTECT**

Reinigings- en desinfectiemiddel voor algemene oppervlakken en medische hulpmiddelen en toebehoren in ziekenhuizen en medische praktijken met een brede microbiologische werkzaamheid.

2 liter 66333

5 liter 66334

#### **MIKROZID AF DOEKJES**

In alcoholische oplossing gedrenkte extra grote desinfectiedoekjes voor snelle desinfectie van medische hulpmiddelen.

150 doekjes in dispenser 66358

150 doekjes navulzakje 66359

200 doekjes in dispenser, jumbo verpakking 66397

200 doekjes in navulverpakking, jumbo verpakking 66398



## INSTRUMENTENDESINFECTIE

### *Omschrijving*

### *Bestelnummer*

#### **MIKROZID SENSITIVE TISSUES**

Alcoholvrije doekjes voor snelle desinfectie van medische hulpmiddelen en algemene oppervlakken op basis van Quaternaire ammoniumverbindingen.

200 doekjes in dispenser 66384

200 doekjes navulzakje 66381

#### **MIKROZID AF LIQUID**

Aldehydevrije gebruiksklare oplossing voor desinfectie van medische hulpmiddelen op basis van alcohol.

1 liter 66323

#### **MIKROZID SENSITIVE LIQUID**

Alcoholvrije gebruiksklare oplossing voor desinfectie van medische hulpmiddelen op basis van Quaternaire ammoniumverbindingen.

1 liter 66321

### **ACCESSOIRES**

#### **DOSEERPOMP**

Voor 500 ml + 1 liter fles 66385A

#### **KRAAN**

Voor 5 liter can 66356

#### **SPROEIPOMP FOAM**

Voor 1 liter fles 66393

#### **SPROEIPOMP**

Voor 1 liter fles 66388

### **INSTRUMENTENBAKKEN**

#### **INSTRUMENTENBAKKEN**

3 liter, wit, inclusief deksel 99778

5 liter, wit, inclusief deksel 99779

10 liter, wit, inclusief deksel 99780

30 liter, wit, inclusief deksel en kraan 99784





## HANDHYGIËNE

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **VLOEIBARE HANDENZEEP**

*De 500 ml en 1000 ml flacons zijn geschikt voor de "MEDICA" wandhouders*

#### **MEDISAVONA**

*Vloeibare medische zeep op natuurlijke basis zonder geur- en kleurstoffen*

Flacon van 500 ml met een witte dop	27685
Flacon van 1000 ml	27692
Can van 5 liter	00612

Tevens is Medisavona leverbaar in speciale flacons t.b.v. C.W.S. automaten:

#### **MEDISAVONA**

Flacon van 500 ml	
Met speciale adapter 28/15 met witte dop	22470

### **HANDENALCOHOL**

#### **MEDICANOL**

*Handendesinfectans op basis van 70% alcohol en 0,5% chloorhexidine digluconaat*

Flacon van 500 ml	27776
Flacon van 1000 ml	27783

#### **DESDERMAN PURE**

*Geur- en kleurloze handendesinfectans voor chirurgische en hygiënische handontsmetting op basis van ethanol en bifenylool*

Flacon van 100 ml	66440
Flacon van 500 ml	66378
Flacon van 1000 ml in Euroflacon	66382

#### **DESDERMAN PURE GEL**

*Geur- en kleurloze handendesinfectans in gelvorm voor chirurgische en hygiënische handontsmetting op basis van ethanol en bifenylool*

Flacon van 100 ml	66403
Flacon van 500 ml	66395
Flacon van 1000 ml	66396

#### **DOSEERPOMP**

Voor 500 ml + 1 liter fles	66385A
Voor 1 liter t.b.v. Euroflacon	66394



## HANDHYGIËNE

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>BEDHAKEN</b>	
Gebogen, geschikt voor 500 ml	99795
Recht, geschikt voor 500 ml	99790
Recht, geschikt voor 1 liter	99791
<b>PH 5</b>	
Handcrème	
Tube van 125 ml	79632*
Flacon van 500 ml	00598*
<b>MEDICA BRUSH</b>	
Disposable handenborstels voor pre-operatief gebruik, per stuk verpakt met spons en nagelreiniger	
Verpakking:	
- per stuk in hygiënische peelable verpakking	
- 25 stuks in een dispenserdoos	
- 15 dispenserdozen per oververpakking (375 borstels)	
- 16 oververpakkingen per pallet (6000 borstels)	
<b>DISPOSABLE HANDENBORSTELS STERIEL</b>	
Medica Brush droog steriel (zonder zeep)	255A480
<b>WANDHOUDERS VOOR HANDENBORSTELS</b>	
Transparante polycarbonate wandhouder t.b.v. Medica Brush; 164x133x123 mm	60921
Aluminium wandhouder t.b.v. Medica Brush; 164x132,7x121,8 mm	04823
<b>HANDDOEKDISPENSER</b>	
Handdoekdispenser midi, afmeting H425xB290xD145 mm), wit kunststof	04851
<b>HANDDOEKJES</b>	
Towel superior 32x22 cm, 3 laags cellulose, W-vouw	32495



## ZEEPAUTOMATEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **MEDICA WANDHOUDERS**

Duurzame doseerautomaten met standaard speciale achterplaat, waardoor de automaat gemakkelijk van de wand kan worden genomen. Speciaal ontworpen voor ziekenhuizen. Alle automaten kunnen tegen meerprijs in diverse kleuren geleverd worden. Standaard worden de wandhouders met Medica clip geleverd.

#### **WANDHOUDERS 500 ML**

##### **TYPE E26 (BEUGEL 75 MM)**

500 ml automaat, aluminium behuizing; autoclaveerbaar

00706

##### **TYPE ELS26 (BEUGEL 143 MM)**

500 ml automaat, aluminium behuizing, met elleboogbediening; autoclaveerbaar

01759

##### **TYPE ELSX26 (BEUGEL 233 MM)**

500 ml automaat, aluminium behuizing, met extra lange beugel; autoclaveerbaar

00178

#### **WANDHOUDERS 1000 ML**

##### **TYPE T26 (BEUGEL 75 MM)**

1000 ml automaat, aluminium behuizing; autoclaveerbaar

00715

##### **TYPE TLS26 (BEUGEL 143 MM)**

1000 ml automaat, aluminium behuizing, met elleboogbediening; autoclaveerbaar

00809

##### **TYPE TLSX26 (BEUGEL 233 MM)**

1000 ml automaat, aluminium behuizing, met extra lange beugel; autoclaveerbaar

01752

#### **WANDHOUDERS TOUCHLESS**

##### **IMPT TOUCHLESS**

500 ml automatische dispenser, werkzaam op batterijen

01772

1000 ml automatische dispenser, werkzaam op batterijen

01771

#### **ACCESSOIRES T.B.V. WANDHOUDERS**

##### **AFSLUITPLAATJES**

Afsluitplaatje E, met sleuteltje; ter beveiliging van de 500 ml automaat

00740

Afsluitplaatje T, met sleuteltje; ter beveiliging van de 1000 ml automaten

00741



## ZEEPAUTOMATEN

### *Omschrijving*

### *Bestelnummer*

---

#### **OPVANGBAKJES**

Opvangbakje voor dispenser 500 ml	01798
Opvangbakje voor dispenser 1000 ml	01799
Opvangbakje voor touchless dispenser (500 ml + 1 liter)	01797

#### **CLIPS I.B.V. MEDICA WANDHOUDERS**

Handenalkohol rood	58241
Handzeep groen	03277
Handcrème geel	03278
Desinfektans oranje	63266

#### **DOSEERPOMPJES**

Doseerpompje zepen 28 mm, 500 ml, à 10 stuks (geschikt Medisavona, PH5 en Medicanol)	60880
Doseerpompje zepen 28 mm, 1000 ml, à 10 stuks (geschikt Medisavona, PH5, Medicanol)	60882
Vloeistofdepper/tupfenspender, 28 mm, 500 ml, à 10 stuks (geschikt voor Medicanol)	60884



## PATIËNTVERZORGING

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>WASSEN ZONDER WATER</b>	
Comfort Bath, wasdoekjes geurloos, 5 doekjes per pakje, 84 pakjes per doos 7411-X	64925
Comfort Bath, wasdoekjes geurloos, 8 doekjes per pakje, 60 pakjes per doos 7803-X	64926
Comfort Bath, wasdoekjes geurend, 8 doekjes per pakje, 60 pakjes per doos 7413-X	64927
Comfort Hair Care, Shampoo cap, 40 stuks per doos 7409-X	64928
<b>INCONTINENTIE ZORG</b>	
Comfort Shield, 8 doekjes per pakje, 48 pakjes per doos 7905-X	64921
<b>PREVENTIE WONDINFECTIES</b>	
Alleen leverbaar in Nederland: CHG Antiseptic Skin Cleaner - 6 doekjes per pakje, 40 pakjes per doos 9620-X	64961GEN

CHG wasdoekjes vallen onder de registratie geneesmiddelen.

RVG nummer is 112120

Dit product mag alleen worden afgeleverd op een locatie die onder toezicht staat van een gevestigde apotheker ([www.igz](http://www.igz)) of op een locatie met een eigen farmaceutische vergunning ([www.farmatec.nl](http://www.farmatec.nl)).



## PATIËNTVERZORGING

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **ORALE VERZORGING**

#### **24-UURS SETS**

Q Care System Q8 kit (inclusief yankauer art.code 64934)  
6808-X 64930

Q Care System Q4 kit  
6404-X 64957

#### **24-UURS SETS met CHG**

Q Care System Q8 kit met CHG  
6938-BP 64929

Q Care System Q4 kit met CHG  
6934-BP 64963

### **ZUIGSYSTEMEN VOOR EENMALIG GEBRUIK**

Tandenborstel onbehandeld met afzuigfunctie, individueel verpakt  
6577-X 64931

Tandenborstel met afzuigfunctie, swab, Perox-A-Mint en 2 grams  
verpakking Mouth Moisturizer  
6573-X 64933

Tandenborstel en swab met afzuigfunctie, disposable swab (alles onbehandeld)  
6576-X 97010

Swabs (2 stuks) met afzuigfunctie, tube Perox-A-mint en 2 grams  
verpakking Mouth Moisturizer  
6513-X 64936



## PATIËNTVERZORGING

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>MONDHYGIENE COMPONENTEN</b>	
Tube Mouth Moisturizer 14 gram 6083-X	64932
Covered Yankauer + Y-connector + aan/uit schakelaar 6639-X	64934
Disposable swabs (2 stuks), geen afzuigfunctie, met tube Perox-A-Mint en 2 grams verpakking Mouth Moisturizer 6013-X	64937
Disposable swab, onbehandeld, individueel verpakt 6070-X	64938
Disposable swab, behandeld met Sodium Bicarbonate, individueel verpakt 6075-X	64939
Disposable swab met kartonnen handgreep, onbehandeld, individueel verpakt 5602UT-X	64940
Ultra soft tandenborstel, individueel verpakt 6082	64953
Disposable Bite Block, individueel verpakt 4000	64919



## PATIËNTVERZORGING

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>HIELBESCHERMER</b>	
Prevalon™ Normal hielbeschermer ter preventie van druk. Tegen spitsvoet. 7300-X	64950
Prevalon Petit™ kleinere hielbeschermer ter preventie van druk. Tegen spitsvoet. 7310-X	64956
Prevalon™ met geïntegreerde Stabilizer Wedge, ter preventie van druk. Tegen spitsvoet. 7355-X	64958





## DISPOSABLE SEPARATIEGORDIJNEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **DISPOSABLE SEPARATIEGORDIJNEN**

gordijnen met anti-bacteriële en vlamvertragende werking.

#### **GORDIJNEN, HOOGTE 200CM EN BREEDTE 150CM**

Gordijn crème	
150-EF-02	13002
Gordijn blauw	
150-EF-07	13008
Gordijn multi color streep	
150-EF-D1-10	13011

#### **GORDIJNEN, HOOGTE 200CM EN BREEDTE 300CM**

Gordijn wit	
300-EF-01	13001
Gordijn crème	
300-EF-02	13009
Gordijn multi color streep	
300-EF-D1-10	13003

#### **GORDIJNEN, HOOGTE 200CM EN BREEDTE 550CM**

Gordijn crème	
550-EF-02	13007
Gordijn multi color streep	
550-EF-D1-10	13004

### **DISPOSABLE IC-SEPARATIEGORDIJNEN**

gordijnen met anti-bacteriële en vlamvertragende werking en "doorkijkvenster" (40cm hoog).  
Speciaal ontwikkeld voor Intensive Care afdelingen.

#### **IC-GORDIJNEN, HOOGTE 220CM EN BREEDTE 300CM**

Gordijn crème	
300-IC-02	13012

Informatie omtrent andere kleuren, modellen en afwijkende maten is op aanvraag verkrijgbaar.



## STERILISATIE VERPAKKINGSMATERIAAL

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **CONFORM EUROPESE NORM**

#### **STERISHEET SUPERCREPE 160 (WIT)**

Afmetingen in cm:

50 x 50	73836
60 x 60	73843
75 x 75	73850
100 x 100	73864
120 x 120	73871

#### **STERISHEET REINFORCED 260 (BLAUW )**

Afmetingen in cm:

120 x 120	19236
-----------	-------

#### **STERISHEET NON WOVEN 357 (BLAUW)**

Afmetingen in cm:

75 x 75	63343
90 x 90	63350
100 x 100	63371
120 x 120	63392

#### **STERISHEET NON WOVEN 360 (BLAUW)**

Afmetingen in cm:

75 x 75	11375
90 x 90	11382
100 x 100	11396
120 x 120	00931
130 x 150	11403



## STERILISATIE VERPAKKINGSMATERIAAL

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **INTERLEAVED COMBINATIE**

#### **STERISHEET CREPE 160 + CREPE 160 (WIT/BLAUW)**

Afmetingen in cm:

75 x 75	82922
90 x 90	13251
100 x 100	77133
120 x 120	12845

#### **STERISHEET SUPERCREPE 160 + STERISHEET REINFORCED 260 (WIT/BLAUW)**

Afmetingen in cm:

75 x 75	00153
90 x 90	63485
100 x 100	98231
120 x 120	00154

#### **STERISHEET SUPERCREPE 160 + STERISHEET NON WOVEN 357 (WIT/BLAUW)**

Afmetingen in cm:

75 x 75	63413
100 x 100	63420
120 x 120	63434

#### **STERISHEET SUPERCREPE 160 + STERISHEET NON WOVEN 360 (WIT/BLAUW)**

Afmetingen in cm:

75 x 75	98700
90 x 90	71022
100 x 100	98714
120 x 120	71085
120 x 140	50960

#### **STERISHEET NON WOVEN 357 + STERISHEET NON WOVEN 357 (GROEN/BLAUW)**

Afmetingen in cm:

60 x 60	70025
75 x 75	63455
90 x 90	63462
100 x 100	63476
120 x 120	65100

#### **STERISHEET REINFORCED 260 + STERISHEET NON WOVEN 360(LICHTBLAUW/BLAUW)**

Afmetingen in cm:

100 x 100	00488
120 x 120	00493



## STERILISATIE VERPAKKINGSMATERIAAL

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **STERISHEET BONDED**

De producten uit de Sterisheet bonded lijn zijn combinaties van SMS & SMS vellen. De vellen zijn aan elkaar geseald en hebben kleurencombinaties van groen en blauw voor een makkelijke detectie van gaatjes.

### **STERISHEET BONDED 2, SMS 340/340 (BLAUW/GROEN)**

Afmeting in cm:

60x60	77120
75x75	77121
90x90	77114
100x100	77112
120x120	77125
137x137	77113A

### **STERISHEET BONDED 3, SMS 340/355 (GROEN/BLAUW)**

75x75	77110
90x90	77122
100x100	77166
120x120	77123
137x137	77115

### **STERISHEET BONDED 4, SMS 355/355 (GROEN/BLAUW)**

75x75	77111
90x90	77119
100x100	77116
120x120	77127
137x137	77124A



## STERILISATIE VERPAKKINGSMATERIAAL

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **STERISHEET DUO**

De producten uit de Sterisheet duo lijn zijn combinaties van SMS & Cellulose vellen. De vellen zijn aan elkaar geseald en hebben kleurencombinaties van groen en blauw voor een makkelijke detectie van gaatjes.

#### **STERISHEET DUO 1, SUPERCREPE 160/SMS 340 (GROEN/BLAUW)**

Afmeting in cm:

75x75	77130
100x100	77167

#### **STERISHEET DUO 2, REINFORCED 260/SMS 355 (BLAUW/GROEN)**

75x75	77131
90x90	77171
100x100	77169
120x120	77168

#### **STERISHEET DUO 3, NON WOVEN 357/SMS 363 (GROEN/BLAUW)**

75x75	77132
90x90	77162
100x100	77165
120x120	77142



## STERILISATIE VERPAKKINGSMATERIAAL

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **EUROGUARD® TRAY WRAPS**

Euroguard® Tray Wraps zijn gemaakt van SMMS materiaal en bestaan uit 4 lagen.

De Tray Wraps zijn verkrijgbaar als interleaved combinatie waarvan één vel alcohol repellent is.

### **EUROGUARD® TRAY WRAPS (GROEN/BLAUW)**

Afmetingen in cm:

75 x 75	1600020
90 x 90	1600021
100 x 100	1600022
120 x 120	1600023

### **PAPIEREN ZAKKEN**

Afmetingen in mm:

180 x 95 x 380	18313
380 x 125 x 510	19552



## STERILISATIE VERPAKKINGSMATERIAAL

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **BOP LAMINAATZAKKEN**

Afmetingen in cm:

5 x 20	50334
5 x 25	50335
7,5 x 15	50336
7,5 x 20	50337
7,5 x 25	50338
7,5 x 27	50339
7,5 x 30	50340
8 x 60	50300
10 x 15	50301
10 x 20	50302
10 x 25	50303
10 x 27	50304
10 x 30	50305
10 x 35	50306
10 x 40	50307
10 x 60	50308
12 x 20	50309
12 x 25	50310
12 x 30	50311
12 x 40	50312
15 x 20	50313
15 x 30	50314
15 x 38	50315
15 x 40	50316
15 x 45	50317
20 x 40	50322
21 x 28	50323
21 x 35	50324
21 x 42	50325
25 x 38	50326
25 x 50	50327
27 x 35	50328
27 x 45	50329
32 x 50	50330
42 x 50	50332
42 x 60	50333



## STERILISATIE VERPAKKINGSMATERIAAL

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **BOP OP ROL (200 MTR)**

Breedtes in cm:

5	50357
7,5	50359
10	50342
15	50345
21	50347
25	50350
30	50352

### **BOP MET INSLAG OP ROL (100 METER)**

Breedtes in cm:

15 x 5	50369
20 x 5	50370
25 x 6	50371
30 x 6	50372





## STERILISATIE CONTROLEMIDDELEN

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>BROWNE INDICATOREN</b>	
Bowie & Dick testpakket 134°	27832
Bowie & Dick testpakket 121°	00921
TST-121° C - 15 min. stoomcontrolestrip	07245
TST-134° C - 3,5 min. stoomcontrolestrip	27335
Soiltest	00628
Helix	27830
Reinigingstest	27839
Houder voor reinigingstest	27840
Hexalumen, test tbv endoscopenmachine	27826
Teststrips tbv Hexalumen	27827
Sealcheck	48108
Sealcheck Tyvek	48180
Incheck plus sealtest	48560
Incheck sealtest Tyvek	48194
<b>CONTROLEMIDDELEN</b>	
PT Tester	30221
Push Dye test	30222
<b>TAPES</b>	
<b>TAPE ZONDER INDICATOR (50 METER PER ROL)</b>	
Sterilisatietape 19 mm	48102
Sterilisatietape 25 mm	48103
Sterilisatietape 50 mm	22242
<b>TAPE MET INDICATOR (50 METER PER ROL)</b>	
Stoomindicator tape 19 mm	48100
Stoomindicator tape 25 mm	48101
<b>TAPE MET INDICATOR VOOR PLASMA (25 METER PER ROL)</b>	
Sterilisatietape plasma 25 mm	48117
<b>TAPE DISPENSER</b>	
Tape dispenser enkel	32572
Tape dispenser dubbel	32570
Tape dispenser triple	32571



## REGISTRATIEMIDDELEN

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>RECALL KAARTEN ZONDER INDICATOR</b>	22231
<b>PROTOCOL ENVELOPPEN</b>	22233
<b>MEDICA SLUITZEGELS</b>	03984
<b>SURGICOT MARKER CSA</b>	
Niet toxisch	
Zwart	22222
Rood	22218
Zwart, fijne punt	22219
Blauw, fijne punt	22215
<b>CSA/OK ROUTING LABELS (WIT LABEL, TEKST KLEUR)</b>	
Blauw	71092
Rood	71246
Groen	71155
Zwart	71225
Blanco	63602
Oranje	75565
Geel	71254
Volvlak Geel	71207
Volvlak Rood	71210
METO Codeertang plz 2332	00905
<b>METO INKTROL ZWART,</b>	
t.b.v. tang 23.32 cassette m 2 rol	00200
<b>METO-ETIKETTEN</b>	
Rol van 1.000 stuks met opdruk "Steriel tot"	
in rood	08043
in groen	08050
in geel	08064
in blauw	08071
in oranje	08421
in violet	16072
in wit	71904
in zwart	08044



## REGISTRATIEMIDDELEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **IREX - ETIKETTEN**

Rol van 1.000 stuks met opdruk "Steriel tot"

in blauw/stoom

74116

in zwart/stoom

73724

in geel/stoom

73731

in groen/stoom

73745

in oranje/stoom

73752

in rood/stoom

73766

in volvlak wit

74144

### **IREX INKTROL**

in zwart

73703

### **IREX CODEERTANG**

73696



## STERILISATIE ACCESSOIRES

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>INLEGVELLEN 80 GRAM, WIT</b>	
25 x 25 cm	92043
25 x 50 cm	92092
30,5 x 61 cm	92320
35 x 50 cm	60060
45,7 x 55 cm	92106
<b>INLEGVELLEN 70 GRAM, WIT</b>	
25 x 30 cm	98310
25 x 50 cm	92082
30 x 50 cm	98312
40 x 50 cm	98313
<b>INLEGVELLEN 80 GRAM, WIT, MET OPSTAANDE RAND</b>	
25 x 25 x 5 cm (35 x 35 cm incl. rand)	92105
48 x 25 x 5 cm (58 x 35 cm incl. rand)	92107
30 x 50 x 5 cm (40 x 60 cm incl. rand)	92109A
<b>POINT PROTECTOR</b>	
Instrumentenbeschermer papier 15 mm	92777
Instrumentenbeschermer transparant 15 mm	92770
Instrumentenbeschermer papier 30 mm	92764
Instrumentenbeschermer transparant 30 mm	02927
Instrumentenbeschermer papier/transparant small	40040
<b>PLAIN MARKING TAPES</b>	
Ringband+index+10 vel tape	78512
Vel instrumententape wit	78533
Vel instrumententape geel	78554
Vel instrumententape oranje	78561
Vel instrumententape rood	78575
Vel instrumententape blauw	78582
Vel instrumententape groen	78596
Vel instrumententape bruin	78610
Vel instrumententape zwart	78624
Vel instrumententape aluminium	78603



## STERILISATIE ACCESSOIRES

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>CLINIPAK FLEXISTEM CLEANSING SYSTEMS</b>	
Flexistem bristle 15 mm	67452
Flexistem dual clean 3 mm	67480
Flexistem fleece 9 mm	67494
Flexistem fleece 12 mm	67522
Flexistem soft cleaner 3 mm, rol 10 meter	67536
Flexistem super bristle 3 mm, rol 10 meter	67543
<b>CLINIPAK FLEXISTEM MICROCLENE</b>	
Flexistem dispenser compleet	00432
Flexistem Microclene Superfine, 3 mm, rol 7,5 meter	00431
Flexistem Microclene Medium, 6 mm, rol 7,5 meter	00430
Flexistem Microclene Super Brush, 3 mm, rol 7,5 meter	00429
Flexistem Microclene Medium Brush, 6 mm, rol 7,5 meter	00428
<b>PULPGIETBAKJES VOOR EENMALIG GEBRUIK (STERILISEERBAAR)</b>	
Code: Afmetingen in mm:	
FT 35 : 200 x 140 x 30	72562
FT 65 : 181 x 82 x 20	72576
FT 70 : 181 x 135 x 20	72170
FT 73 : 228 x 138 x 20	72762A
FT 75 : 263 x 142 x 20	72604
Nierbekken 1.000 cc.	81964
<b><u>FAMOS ROTARY HEAT SEALERS &amp; ACCESSOIRES</u></b>	
<b>SEALER</b>	
Rotary heat sealer type F110	00509
Rotary heat sealer type F110 D	00506
Rotary heat sealer type F110 DEP	00507
Rotary heat sealer type F110 DBC	00508



## STERILISATIE ACCESSOIRES

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **ACCESSOIRES BIJ ROTARY HEAT SEALERS TYPE F110, F110D, F110 DEP, F110 DBC**

Front table F110 FT	00513
Roller table F110 RT	00514

### **SEALER**

Rotary heat sealer type F220	22227
Rotary heat sealer type F220D	00611
Rotary heat sealer type F220DEP	00661
Rotary heat sealer type F220DBC	22224

### **ACCESSOIRES BIJ ROTARY HEAT SEALERS TYPE F220D, F220DEP, F220DBC**

Front table F220 FT	22225
Roller table F220 RT	22223
Roll Holder t.b.v. Viewpack TS750	22228

### **SEALER**

HM 780 DC-V	74345
HM 890 DC-V	12345

### **DUSTCOVERS**

150 x 250 mm	20909
200 x 300 mm	20908
300 x 500 mm	20910
400 x 550 mm	20911
400 x 760 mm	20912
600 x 760 mm	20913



## PROTECTIE

*Omschrijving* *Bestelnummer*

---

### STANDAARD MASKERS

The Lite One (blauw) 48100 Chirurgisch masker dat 22% koeler (lichter) is dan het gem. chirurgische masker, striklinten	60151*
The Lite One (groen) 48105 Chirurgisch masker dat 22% koeler (lichter) is dan het gem. chirurgische masker, striklinten	60165*
Soft Touch II (blauw) 47500 Chirurgisch masker, extra breed kapje, horizontale striklinten	60186
So Soft 48390 Chirurgisch hypoallergeen masker voor de gevoelige huid, striklinten	63763*
Fog-Free Mask (blauw) 49214 Chirurgisch masker dat beslagen brilglazen helpt voorkomen middels een foamband, striklinten	60221*
Anti-fog masker (groen) 49235 Chirurgisch masker dat beslagen brilglazen helpt voorkomen middels een foliestrook, striklinten	64561*
Fog-Free Lazer Mask 47650 Fog-Free chirurgisch masker dat effectief submicroscopische partikels filtreert, striklinten	60235
High filtration Iso Mask (geel) 47117 Procedure masker met extra hoog bacteriefiltrerend vermogen, type I, oorlussen	60193*
Care Bear High Filtration masker 47295 Procedure masker met beertjesprint, oorlussen	62300
Tecnol procedure masker (blauw) 47081 Procedure masker type II, oorlussen	62400*
Tecnol procedure masker (geel) 47116 Procedure masker type II, oorlussen	60150*

### FLUIDSHIELD LEVEL 1 (80mmHg) MASKERS

De FluidShield level 1 maskers zijn spatbestendig.

FluidShield level 1, 28802 Chirurgisch masker, So Soft voering, striklinten	60148*
FluidShield level 1, 25869 Procedure masker, So Soft voering, blauw, oorlussen	60149



## PROTECTIE

### *Omschrijving*

### *Bestelnummer*

#### **FLUIDSHIELD LEVEL 2 (120mmHg) MASKERS**

De FluidShield level 2 maskers voldoen aan EN14683, IIR.

FluidShield level 2, 28808 Chirurgisch masker, condensvrij door foamband, blauw/oranje, striklinten	60142*
FluidShield level 2, 28809 Chirurgisch masker, condensvrij door foamband, blauw/oranje, wraparound vizier, striklinten	60141*
FluidShield level 2, 28810 Procedure masker, blauw/oranje, oorkussens	60143
FluidShield level 2, 28821 Procedure masker, blauw/oranje, wraparound vizier, oorkussens	60147

#### **FLUIDSHIELD LEVEL 3 (160mmHg) MASKERS**

De FluidShield level 3 maskers voldoen aan EN14683, IIR.

FluidShield level 3, 48207 Chirurgisch masker, So Soft voering, condensvrij door foamband, striklinten	60200
FluidShield level 3, 48237 Chirurgisch masker met scherm voor gezichtsbescherming, So Soft voering, striklinten	60214*
FluidShield level 3, 48247 Chirurgisch masker, wraparound vizier, So Soft voering, striklinten	84371*
FluidShield level 3, 47107 Procedure masker, So Soft voering, oorkussens	83132
FluidShield level 3, 47147 Procedure masker, So Soft voering, wraparound vizier, oorkussens	83132





## PROTECTIE

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>RESPIRATORS</b>	
PFRP1 Respirator (wit) 62354 Masker zonder ventiel conform EN149 in de vorm van een eendenbek	84451*
PFRP2 Respirator (geel) 62408 Masker zonder ventiel conform EN149 in de vorm van een eendenbek, aanbevolen voor TBC-preventie	84452*
PFRP3 Respirator (wit) 62360 Masker met ventiel conform EN149 in de vorm van een eendenbek	84453*
<b>GEZICHTSSCHERMEN</b>	
Guardall shield 41204 Gezichtsscherm volle lengte	84456*
Guardall shield 41205 Gezichtsscherm 3/4 lengte	84457
	61426



## PROTECTIE

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **WANDHOUDERS**

Wandhouder voor Lite One, Classic of Fog-free masker

Afmetingen: 18,5x11x14 cm

73493



## HANDSCHOENEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **ONDERZOEKSHANDSCHOENEN LATEX**

#### **DERMAGRIP POLYMER COATED LATEX**

Latex onderzoekshandschoenen, poedervrij, onsteriel, polymeer gecoated.

Verpakt per 100 stuks in een dispenserdoos, 10 dispenserdozen per oververpakking.

Maat:

X-small	08194
Small	08195
Medium	08196
Large	08197
X-Large	08198



## HANDSCHOENEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **ONDERZOEKSHANDSCHOENEN VINYL**

#### **TT® CLEAR**

Standaard vinyl onderzoekshandschoenen, lichtgepoederd, onsteriel, verpakt per 100 stuks in een dispenserdoos, 10 dispenserdozen per oververpakking, 48 oververpakkingen per pallet

Maat:

Small	02000
Medium	02001
Large	02002
X-Large	02003

#### **TT® CLEAR PF**

Standaard poedervrije vinyl onderzoekshandschoenen, onsteriel, verpakt per 100 stuks in een dispenserdoos, 10 dispenserdozen per oververpakking, 48 oververpakkingen per pallet

Maat:

Small	02004
Medium	02005
Large	02006

#### **SC® VALUE**

Non-latex vinyl onderzoekshandschoenen, lichtgepoederd, onsteriel, verpakt per 100 stuks in een dispenserdoos, 10 dispenserdozen per oververpakking, 48 oververpakkingen per pallet

Maat:

Small	02008
Medium	02009
Large	02010
X-Large	02011

#### **SC® VALUE PF**

Non-latex vinyl onderzoekshandschoenen, poedervrij, onsteriel, verpakt per 100 stuks in een dispenserdoos, 10 dispenserdozen per oververpakking, 48 oververpakkingen per pallet

Maat:

X-small	02017
Small	02012
Medium	02013
Large	02014
X-Large	02015



## HANDSCHOENEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **ONDERZOEKSHANDSCHOENEN NITRIEL**

#### **SC® NITRILE ULTRA**

De paarse SC® Nitrile Ultra onderzoekshandschoenen zijn onsteriel, poedervrij, zacht, soepel en zeer elastisch. Deze extra dunne handschoen biedt een zeer goede tastgevoeligheid. De handschoenen vormen zich snel naar de hand en oefenen weinig druk uit, wat leidt tot minder vermoeidheid in de handen. SC® Nitrile Ultra handschoenen zijn geschikt voor beide handen en hebben een manchet met rolrand, welke het aantrekken vergemakkelijkt. Tevens hebben de handschoenen getextureerde vingertoppen, hetgeen zorgt voor een betere grip.

Verpakt per 200 stuks in een dispenserdoos, 10 dispenserdozen per oververpakking, 36 oververpakkingen per pallet.

Maat:

X-small	08845_
Small	08846_
Medium	08847_
Large	08848_
X-Large	08849_

#### **SC® NITRILE HD**

SC® Nitrile HD handschoenen overtreffen ruimschoots de internationale productnormen en bieden daardoor extra bescherming in risicovolle en kritische situaties. Deze onderzoekshandschoenen hebben een aanzienlijk hogere treksterkte dan vereist in de norm, zijn poedervrij, zacht, flexibel en zeer elastisch. SC® Nitrile HD handschoenen zijn geschikt voor beide handen en hebben een manchet met rolrand, welke het aantrekken vergemakkelijkt. Tevens hebben de handschoenen getextureerde vingertoppen, hetgeen zorgt voor een betere grip. De SC® Nitrile HD onderzoekshandschoen is onsteriel.

Maat S-XL verpakt per 100 stuks in een dispenserdoos, 10 dispenserdozen per oververpakking, 32 oververpakkingen per pallet.

Maat:

Small	08711
Medium	08712
Large	08713
X-Large	08714



## HANDSCHOENEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **ONDERZOEKSHANDSCHOENEN NITRIEL**

#### **SC® NITRILE PLUS**

SC® Nitrile Plus handschoenen zijn gemaakt van 100% Nitrile, een synthetische polymeer, dat na vulkanisatie dezelfde eigenschappen vertoont als rubber. De SC® Nitrile Plus biedt extra bescherming tegen chemicaliën en/of micro-organismen. Deze onderzoekshandschoenen beschermen zowel patiënt als gebruiker tegen kruisbesmetting, zijn poedervrij, zacht, flexibel en zeer elastisch. De handschoenen bieden een goede tastgevoeligheid, vormen zich snel naar de hand en oefenen weinig druk uit, wat leidt tot minder vermoeidheid in de handen. Tevens hebben de handschoenen getextureerde vingertoppen, hetgeen zorgt voor een betere grip. De SC® Nitrile Plus onderzoekshandschoen is poedervrij en onsteriel.

#### **SC® Nitrile Plus 100 pack**

Maat XS-L verpakt per 100 stuks in een dispenserdoos, maat XL 90 stuks in een dispenserdoos, 10 dispenserdozen per oververpakking, 60 oververpakkingen per pallet.

Maat:

X-small	08830
Small	08831
Medium	08832
Large	08833
X-Large	08834A

#### **SC® Nitrile Plus 200 pack**

Maat XS-L verpakt per 200 stuks in een dispenserdoos, maat XL 180 stuks in een dispenserdoos, 10 dispenserdozen per oververpakking, 36 oververpakkingen per pallet.

Maat:

X-small	08870
Small	08871
Medium	08872
Large	08873
X-Large	08874



## HANDSCHOENEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **ONDERZOEKSHANDSCHOENEN NITRIEL**

#### **SC® NITRILE**

SC® Nitrile handschoenen zijn op een dusdanige manier gevouwen, dat elke handschoen via het manchet (cuff) uit de dispenserbox komt. Dit voorkomt dat de gebruiker de andere handschoenen in de binnendoos of de dispenser zelf aanraakt bij het pakken van een handschoen. SC® Nitrile met Cuff 1st™ principe draagt bij aan het voorkomen van kruisbesmettingen en ondersteunt u in uw infectiepreventiebeleid. De SC® Nitrile is een non-latex nitril onderzoekshandschoen, poedervrij en onsteriel.

De SC® Nitrile is beschikbaar in verschillende varianten:

#### **SC® Nitrile 250 pack**

Verpakt per 250 stuks in een dispenserdoos, maat XL wordt geleverd per 225 stuks in een dispenserdoos, 8 dispenserdozen per oververpakking, 60 oververpakkingen per pallet

Maat:

X-small	08780
Small	08781
Medium	08782
Large	08783
X-Large	08784

#### **SC® Nitrile 200 pack**

Verpakt per 200 stuks in een dispenserdoos, 8 dispenserdozen per oververpakking, 60 oververpakkingen per pallet

Maat:

X-small	08490
Small	08491
Medium	08492
Large	08493
X-Large	08494

#### **SC® Nitrile HD 150 pack**

Verpakt per 150 stuks in een dispenserdoos, maat XL wordt geleverd per 130 stuks in een dispenserdoos, 8 dispenserdozen per oververpakking, 60 oververpakkingen per pallet

Maat:

Small	08631
Medium	08632
Large	08633
X-Large	08634



## HANDSCHOENEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **ONDERZOEKSHANDSCHOENEN NITRIEL MET VERLENGD MANCHET**

#### **DERMAGRIP NITRILE ULTRA LONG**

Nitriël onderzoekshandschoenen, met lange manchet (lengte handschoen inclusief manchet bedraagt 29 cm) poedervrij, onsteriel.

Verpakt per 100 in een dispenserdoos, 10 dispenserdozen per oververpakking

Maat:

X-small	08280
Small	08281
Medium	08282
Large	08283
X-Large	08284

#### **DERMAGRIP NITRILE EXTENDED CUFF**

Extra sterke nitriël onderzoekshandschoenen, met lange manchet (lengte handschoen inclusief manchet bedraagt 29 cm) poedervrij, onsteriel.

Verpakt per 100 in een dispenserdoos, 10 dispenserdozen per oververpakking

Maat:

Small	08201
Medium	08202
Large	08203
X-Large	08204

#### **MANUAL RP400**

Nitriël onderzoekshandschoenen, met extra lange manchet (lengte handschoen inclusief manchet bedraagt 40 cm) poedervrij, onsteriel.

Verpakt per 50 in een dispenserdoos, 10 dispenserdozen per oververpakking

Maat:

Small	08215
Medium	08216
Large	08217
X-Large	08218





## HANDSCHOENEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **SPECIALTY ONDERZOEKSHANDSCHOENEN**

#### **DERMAGRIP HIGH RISK**

Extra sterke handschoenen voor gebruik tijdens hoge risico situaties op de EHBO, op de CSA, voor ambulancepersoneel etc. Latex onderzoekshandschoenen, poedervrij, onsteriel, verpakt per 50 stuks in een dispenserdoos, 10 dispenserdozen per oververpakking.

Maat:

Small	08146
Medium	08147
Large	08148
X-Large	08149

#### **DERMAGRIP ELBOWLENGTH**

Steriele latex handschoenen voor o.a. gynaecologische ingrepen, extra lang, poedervrij, verpakt per 25 paar in een dispenserdoos, 4 dispenserdozen per oververpakking.

Maat:

6,5	08134
7,5	08135
8,5	08136
9,0	08137

#### **DERMAGRIP NITRILE STERIEL**

Non-latex nitril steriele onderzoekshandschoenen, poedervrij, verpakt per 50 paar in een dispenserdoos, 6 dispenserdozen per oververpakking.

Maat:

Small	08159A
Medium	08160A
Large	08161A
X-Large	08162A



## HANDSCHOENEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **SPECIALTY ONDERZOEKSHANDSCHOENEN**

#### **DERMAGRIP-D PF**

Latex handschoenen, poedervrij, onsteriel voor dentale- en diagnostische procedures, verpakt per 25 paar in een dispenserdoos, 6 dispenserdozen per oververpakking.

Maat:

5,5	08150
6,0	08151
6,5	08152
7,0	08153
7,5	08154
8,0	08155
8,5	08156
9,0	08157

#### **RADIAXON**

Steriele handschoenen voor bescherming tegen secundaire straling, loodvrij, poedervrij, verpakt per 5 paar in een dispenserdoos, 4 dispenserdozen per oververpakking.

Maat:

6,5	08170
7,0	08171
7,5	08172
8,0	08173
8,5	08174
9,0	08175



## HANDSCHOENEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN**

#### **PROFEEL DHD PLATINUM PF**

Latex chirurgische handschoenen, crème kleurig, poedervrij, steriel, verpakt per 50 paar in een dispenserdoos, 4 dispenserdozen per oververpakking.

Maat:

5,5	08184
6,0	08185
6,5	08186
7,0	08187
7,5	08188
8,0	08189
8,5	08190
9,0	08191

#### **PROFEEL DHD POLYISOPRENE PF**

Latexvrije chirurgische handschoenen, wit, poedervrij, steriel, verpakt per 50 paar in een dispenserdoos, 4 dispenserdozen per oververpakking.

Maat:

5,5	08120
6,0	08121
6,5	08122
7,0	08123
7,5	08124
8,0	08125
8,5	08126
9,0	08127

#### **PROFEEL DHD POLYISOPRENE PF**

Latexvrije chirurgische handschoenen, groen, poedervrij, steriel, verpakt per 50 paar in een dispenserdoos, 4 dispenserdozen per oververpakking.

Maat:

5,5	08250
6,0	08251
6,5	08252
7,0	08253
7,5	08254
8,0	08255
8,5	08256
9,0	08257



## HANDSCHOENEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN**

#### **PROFEEL DHD SYNTHETIC PF**

Latexvrije chirurgische handschoenen, bruin, poedervrij, steriel, verpakt per 50 paar in een dispenserdoos, 4 dispenserdozen per oververpakking.

Maat:

5,5	08112
6,0	08113
6,5	08114
7,0	08115
7,5	08116
8,0	08117
8,5	08118
9,0	08119

#### **PROFEEL DHD MICRO PF**

Latex chirurgische handschoenen, bruin, poedervrij, steriel, verpakt per 50 paar in een dispenserdoos, 4 dispenserdozen per oververpakking.

Maat:

5,5	08096
6,0	08097
6,5	08098
7,0	08099
7,5	08100
8,0	08101
8,5	08102
9,0	08103

#### **PROFEEL DHD EXTRA PROTECTION**

Latex chirurgische handschoenen, voor orthopedische ingrepen, bruin, poedervrij, steriel, verpakt per 40 paar in een dispenserdoos, 4 dispenserdozen per oververpakking.

Maat:

5,5	08104
6,0	08105
6,5	08106
7,0	08107
7,5	08108
8,0	08109
8,5	08110
9,0	08111



## HANDSCHOENEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN**

#### **PROFEEL COMFIT PREMIUM**

Latex chirurgische handschoenen, crème kleurig, licht gepoederd, steriel verpakt per 50 paar in een dispenserdoos, 6 dispenserdozen per oververpakking.

Maat:

5,5	08080
6,0	08081
6,5	08082
7,0	08083
7,5	08084
8,0	08085
8,5	08086
9,0	08087



## DISPENSERS HANDSCHOENEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **KUNSTSTOF DISPENSERS VOOR ONDERZOEKSHANDSCHOENEN (WAND- OF TAFELMODEL)**

Kunststof dispenser, zijlader, geschikt voor TT® Clear, SC® Value en SC® Nitrile Plus (100 pack), maat 25,0 x 14,0 x 7,0 cm 51570

Kunststof dispenser, bovenlader, geschikt voor TT® Clear en SC® Value, SC® Nitrile Ultra en SC® Nitrile Plus (200 pack), maat 25,8 x 13 x 9,2 cm 51556

Acryl dispenser met foamtape, zijlader, geschikt voor TT® Clear, SC® Value, SC® Nitrile Ultra en SC® Nitrile Plus (200 pack), maat 25 x 13,7 x 9,8 cm 40601

### **RVS DISPENSERS VOOR ONDERZOEKSHANDSCHOENEN (WAND- OF TAFELMODEL)**

RVS dispenser, zijlader, geschikt voor TT® Clear en SC® Value en SC® Nitrile Plus (100 pack), maat 24 x 13,5 x 7,8 mm 51557

RVS dispenser wandmodel, geschikt voor 1 doos onderzoekshandschoenen geschikt voor voor TT® Clear, SC® Value, SC® Nitrile Plus en SC® Nitrile Ultra 68974A

RVS dispenser wandmodel, geschikt voor 2 dozen onderzoekshandschoenen geschikt voor TT® Clear, SC® Value, SC® Nitrile Plus en SC® Nitrile Ultra 68973A

RVS dispenser wandmodel, geschikt voor 3 dozen onderzoekshandschoenen geschikt voor TT® Clear, SC® Value, SC® Nitrile Plus en SC® Nitrile Ultra 68972A



## DISPENSERS HANDSCHOENEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **DISPENSERS VOOR SC® NITRILE MET CUFF 1ST™ DISPENSING MECHANISME**

Kunststof dispenser, geschikt voor 1 doos SC® Nitrile	28100
Kunststof dispenser, geschikt voor 3 dozen SC® Nitrile	28101
RVS dispenser, geschikt voor 1 doos SC® Nitrile	28102

Tevens is het mogelijk om de SC® NITRILE dispensers te bevestigen aan een DIN-Rail. Hiervoor kunnen wij een passende oplossing bieden.

Kunststof dispenser met railklem, geschikt voor 1 doos SC® Nitrile	28103
Kunststof dispenser met railklem, geschikt voor 3 dozen SC® Nitrile	28104



## **EUROGUARD® AFDEKMATERIALEN EN OPERATIEJASSEN**

Het volledige assortiment Euroguard® afdekmaterialen en operatiejassen vindt u op onze website [www.medica-europe.nl](http://www.medica-europe.nl) onder de rubriek OK/afdekmaterialen – operatiejassen





## DISPOSABLE KLEDING

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>SCHORTEN</b>	
PE schort, wit, small, 125x80cm	06668*
PE schort, wit, large, 165x80cm	06669*
CPE <b>robe</b> , large, lange mouwen, blauw	06470*
Schort, wit, plastic	10167
<b>DISPOSABLE OK BEZOEKERSPAKKEN/ COVERALLS</b>	
Disposable SMS coverall XL with shoecovers	06664*
Disposable SMS coverall XXL with shoecovers	06665*
<b>OPWARMJASSEN</b>	
Opwarmjas, XL, one size, long sleeve	06666*
Opwarmjas, XL, one size, half sleeve	06673*
Opwarm jas XL, spunlace, long sleeve	108286aa
<b>OGBESCHERMING</b>	
Monturen (frames) disposable	86000*
Glazen (lenzen) disposable	86001*
<b>HOOFDBEDEKKING</b>	
Bouffant, 59cm, large	06582A
<b>SCHOENVERTREKKEN</b>	
Anti-slip schoenhoes, 35gr, PP	06536*
<b>BEZOEKERSJASSEN</b>	
Bezoekersjas met manchet, XL, PSB25, geel	06542*
Bezoekersjas met manchet, XL, PSB25, blauw	06579*
Bezoekersjas PE/PP	06670*
<b>ISOLATIEJASSEN</b>	
Isolatiejas, 25gr, SMS, klittenband nek, onsteriel	06667*
Isolatiejas, 25gr, SMS, striklinten zijsluiting, blauw, onsteriel	06580*

Het volledige assortimentsoverzicht Euroguard® mutsen, schoenvertrekken en bezoekersjassen vindt u op onze website onder de rubriek OK/afdekmaterialen – operatiejassen.



## OK SPECIALS

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>CYSTOSCOPIESYSTEMEN</b>	
Cystoscopiesysteem klem	11515
Cystoscopiesysteem knijp	11500
<b>NAVELKLEM</b>	
Navelklem, wit, steriel	59011*
Navelklem, blauw, steriel	10185*
<b>DRYMAX GRONDMAT 2.4</b>	
Een super absorberende (8 liter) disposable grondmat 72x37 cm	64912
<b>SKIN MARKERS</b>	
Skin marker sterile, fine tip	59053
Skin marker sterile, regular tip	59054



## OK SPECIALS

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>DISPOSABLE MESJES</b>	
Swann-Morton mesje #10	10100*
Swann-Morton mesje #11	10101*
Swann-Morton mesje #13	70400*
Swann-Morton mesje #15	10107*
Swann-Morton mesje #15 blauw, SS, per stuk, plastic heft, 10cm	10114
Swann-Morton mesje #20	10112*
Swann-Morton mesje #21	10108*
Swann-Morton mesje #22	10220*
Swann-Morton mesje #24	10118*
Swann-Morton mesje #26	10120*
Swann-Morton Post Mortem PM40 mesje	10210*
Scheermesjes steriel	80062
Beaver EdgeAhead Pocket Crescent knife, 2,25mm, 60 graden	80070*
Beaver 6700 mini-blade	80071*
<b>DISPOSABLE SCALPELS</b>	
Swann-Morton scalpel #10	10225*
Swann-Morton scalpel #11	19998*
Swann-Morton scalpel #15	10114*
Swann-Morton scalpel #22	10230*
<b>DISPOSABLE STITCH CUTTERS</b>	
Swann-Morton stich cutter long	10215*
Swann-Morton stich cutter short	10216*



## ELECTRODEN/ECHOGEL

### *Omschrijving*

### *Bestelnummer*

#### **ELECTROSURGERY**

Disposable pencil, 500cm kabel, steriel	94230
Grounding plate adult, 202x101mm, 500cm cable	02087
Verleng electrode, 15cm	21312
Disposable electrode, rond	42002
Diathermie naald	02081
Blade, electrode, 70mm, SS	02083

#### **ELECTRODEN/ACCESSOIRES**

Foam electrodengel	10194
Kleefelectrode ECG	10195

#### **ECHOGEL**

Gel, ultrasound, 20gr, pouch, Aquasonic 100, blauw	35659*
Gel, ultrasound, 60gr, tube, Aquasonic 100, blauw	35658*
Gel, ultrasound, 250ml, Aquasonic 100, blauw	35657*
Gel, ultrasound, 250ml, Aquasonic, clear	35663*
Gel, ultrasound, 1L, Aquasonic 100, blauw	35661*
Gel, ultrasound, 5L, Aquasonic 100, blauw	35662*
Gel, lubricating, 142gr, tube, Aquagel, clear	35660*



## VESSELCARE

### *Omschrijving*

### *Bestelnummer*

#### **VESSELOOPS**

Voor het afsluiten, samenbinden of identificeren van (slag)aders, zenuwen, pezen en urineleiders

##### Mini

rood	17731
blauw	17745
geel	17766
wit	17773

##### Maxi

rood	17801
blauw	17822
geel	17836
wit	17843

##### Super

blauw	17850A
-------	--------

#### **VESSEL-CLUDE**

Tijdbesparend setje voor het afsluiten van bloedvaten, steriel

klein, lengte 5 cm	17860
middel, lengte 10 cm	17861
groot, lengte 15 cm	17862

#### **VESSELPAWS**

Klembeschermers voor het effectief afsluiten van een vat (a-traumatisch)

klein, rood	00540
middel, wit	00541
groot, blauw	00542

#### **SUTURE-BOOTS**

Klembeschermers voor een optimale grip op het hechtmateriaal

01211



## CURETTAGE

### *Omschrijving*

### *Bestelnummer*

---

#### **WATTENSTAAFJES**

Curette 4mm recht	11111
Curette 5mm recht	11112
Curette 6mm recht	11113
Curette 7mm recht	11114
Curette 8mm recht	11115
Curette 9mm recht	11116
Curette 10mm recht	11117
Curette 6mm gebogen	10098
Curette 7mm gebogen	10097
Curette 8mm gebogen	10093
Curette 9mm gebogen	10026
Curette 10mm gebogen	10027
Curette 11mm gebogen	10028
Curette 12mm gebogen	10029
Curettageslang, CH45	10086
Curettageslang, PVC	10091
Dilator 5/8mm	108450aa
Dilator 6/9mm	108373aa
Dilator 7/10mm	108374aa



## DISPOSABLE INSTRUMENTARIUM

### *Omschrijving*

### *Bestelnummer*

---

#### **STANDAARD SETJES MET DISPOSABLE INSTRUMENTARIUM**

Hecht set	108728aa
Hecht verwijder set	108729aa
Partus set	108730aa

#### **DISPOSABLE PINCETTEN**

Plastic pincet, 13cm, blauw, steriel	19020*
Pincet, 14cm, dissect, recht, steriel	104604AA*
Pincet, 25cm, cath, magill	50036

#### **DISPOSABLE SCHAREN**

Schaar, straight, SH/BL, 14cm, onsteriel	50031
--	-------

Het volledige assortiment single use instrumentarium vindt u op onze website [www.medica-europe.nl](http://www.medica-europe.nl) onder de rubriek actueel – downloads.



## VERPLEGINGSARTIKELLEN

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>SETJES</b>	
Hecht set	108728AA
Hecht verwijder set	108729AA
Partus set	108730AA
Dialyse set	05005
Shunt set	05015
Shunt set II	05020A
Blaascatheterset, steriel	80001
<b>WATTENSTAAFJES</b>	
Kleine prop	80020
Grote prop	80015
<b>COOLSPRAY</b>	
Bus, 150 ml	60782
Coolspray geeft een directe afkoeling en verlicht de pijn. Vermindert opkomende zwellingen. Te gebruiken bij bijvoorbeeld sportletsel en spierkrampen.	
<b>VERBANDMIDDELEN</b>	
Gaaskompres 5x5cm XR, onsteriel	10135
Gaaskompres 10x10cm XR, steriel	10165
Gaaskompres 10x20cm XR, steriel	10126
Gaaskompres 10x10cm non woven, onsteriel	10156
Buikgazen 50x60cm, per 2 verpakt, XR, steriel	10119
Watten synthetisch 10cm	10178
Watten synthetisch 15cm	10180
Absorberend verband 10x10cm steriel	10174
Absorberend verband 10x20cm steriel	10176
Crepe windsel 10cm	10184
Tricot windsel 15cm	66101
Ideaalwindsel 5m x 10cm	10144
Bandage, elastisch, 15x500cm, creme	10177
Mitella 96x96x136cm, viscose gel	66250*
Mitella inclusief speld, 96x96x136cm, non woven	66251*





## VERPLEGINGSARTIKELEN

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>ONDERLEGGER</b>	
Onderlegger 40x60cm	10915
Onderlegger 60x60cm, opnamecapaciteit 500ml	10190A
Onderlegger 85x140cm	30702
Onderzoek papier 48cm x 50m, tissue, 2-laags	61401
<b>SUTURESTRIPS</b>	
Suturestrip 12x100	10130
Suturestrip 39x6	10134
<b>STERIELE PLEISTERS</b>	
Chirurgische wondpleister 7x6cm	10150
Chirurgische wondpleister 10x8cm	10152
Chirurgische wondpleister 15x8cm	10154
Chirurgische wondpleister 10x10cm	10153a
Pleister 25x10cm, POREFIX	10157
<b>PLEISTERS</b>	
Hechtpleister 2,5cm PLAST	10162
Hechtpleister 2,5cm PORE	10159
Hechtpleister 2,5 SILK	10161
Hechtpleister 5cm PLAST	10151A
<b>HECHTDRAAD</b>	
Medica Europe BV kan vele soorten hecht draad leveren.	
<b>NIERBEKKENSCHALEN</b>	
Nierbekkenschaal wit, polystyreenschuim (niet steriliseerbaar)	01230
Nierbekkenschaal 700ml, blauw, PE, schaalverdeling, steriel	107713AA*
Nierbekkenschaal 700ml, blauw, PE, schaalverdeling, onsteriel	85002A*
Medibowl grijs, 252x150x48, pulp	81950*
<b>LAKENS</b>	
Protectie laken 40x45	10191A
Protectie laken 210x80	10186A
<b>DIVERSEN</b>	
Tongspatel	80018
Urineset groot steriel	80002
Depperset MID, XR, DP, steriel	80011
Verbandhandschoen XL, maat 15, steriel	80031
Maagzak 1500ml, SL, 90cm	80014



## EUROGUARD® AFDEKMATERIALEN EN OPERATIEJASSEN

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
Afdeklaken 75x90, met tape, 2-laags (4x25 in dispenserdoos) - steriel	77000
Afdeklaken 75x90, 2-laags (4x25 in dispenserdoos) - steriel	77001
Afdeklaken 75x90, gat 10cm, 2-laags (4x25 in dispenserdoos) - steriel	77002
Afdeklaken 75x90, gat 7cm, 2-laags (4x25 in dispenserdoos) - steriel	77003
Afdeklaken 75x71,5cm, gat 10cm, tissue laminaat - onsteriel	1303288
Afdeklaken 75x71,5cm, tissue laminaat - onsteriel	1303289
Afdeklaken 73x73cm, gat 5cm, tissue laminaat - onsteriel	1303372
Afdeklaken 73x73cm, gat 8cm, tissue laminaat - onsteriel	1303480

Het volledige assortimentsoverzicht Euroguard® afdekmaterialen en operatiejassen vindt u op onze website [www.medica-europe.nl](http://www.medica-europe.nl) onder de rubriek OK/afdekmaterialen – operatiejassen.



## AFZUIGSLANGEN

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>KNO-AFZUIGSLANG MET DIAMETER 5X8 MM, 70° SHORE, TRECHTER EN SILICONEN AANSLUITSTUK 6 X 10 MM</b>	
300 cm slanglengte	230A873
<b>AFZUIGSLANG MET DIAMETER 5X8 MM, 70° SHORE EN 2 TRECHTERS</b>	
350 cm slanglengte	230A866
<b>AFZUIGSLANG MET DIAMETER 6X9 MM, 70° SHORE EN 2 TRECHTERS</b>	
300 cm slanglengte	230A868
350 cm slanglengte	230A869
<b>AFZUIGSLANG MET DIAMETER 7X10 MM, 70° SHORE EN 2 TRECHTERS</b>	
300 cm slanglengte	230A871
350 cm slanglengte	230A872
<b>AFZUIGSLANGEN</b>	
30CH 200cm slanglengte	11135*
30CH 300 cm slanglengte	31751*
<b>BUBBLE SLANG OP ROL VAN 30 METER</b>	
3mm, niet steriel	93050*
5mm, niet steriel	93051*
7mm, niet steriel	93052*



## UITZUIGCATHETERS

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>SUCTION CATHETERS</b>	
6CH 50cm suction catheter round tip, VC	59061*
8CH 50cm suction catheter round tip	59062*
8CH 50cm suction catheter round tip, VC	59060*
10CH 50cm suction catheter round tip	59074*
10CH 50cm suction catheter round tip, VC	59056*
12CH 50cm suction catheter round tip	59077*
12CH 50cm suction catheter round tip, VC	59057*
12CH 50cm suction catheter coude tip	59058*
14CH 50cm suction catheter round tip	59059*
14CH 50cm suction catheter round tip, VC	59055*
16CH 50cm suction catheter round tip, VC	59079*
8CH 40cm Catheter nelaton	59067*
10CH 40cm Catheter nelaton	59069*
12CH 40cm Catheter nelaton	59068*
14CH 40cm Catheter nelaton	59070*
22CH 30cm Catheter rectaal	59071*
Universal poole suction tube	59078*



## YANKAUERS

### *Omschrijving*

### *Bestelnummer*

---

#### **YANKAUERS**

12CH mini fine, steriel	69500*
12CH 26cm fine tip	59072*
18CH 25cm medium tip without tip trol	59064*
18CH 25cm medium tip with tip trol	59065*
22CH 25cm large tip without tip trol	59063*
28CH maxi plus, steriel	69505*
Yankauer bulb tip, with tip control	59066*
Yankauer zelfreinigend met hoes	15522*
Handvat suctie tbv yankauer	15523*



## REDONDRAINAGESYSTEMEN, PFM

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b><u>HOOGVACUÛM WONDDRAINAGE SYSTEMEN</u></b>	
<b>REDONFLES 600 ML, AFDELINGSMODEL</b>	
Redonfles 600 ml, afdelingsmodel 20400	00204
Redonfles 600 ml, afdelingsmodel met luer lock 20403	00276
<b>REDONFLES 600 ML, OK-MODEL</b>	
Redonfles 600 ml, OK-model met secreetstop 20401	00198
Redonfles 600 ml, OK-model met secreetstop en luer lock 20404	00275
<b>REDONFLES 400 ML, AFDELINGSMODEL</b>	
Redonfles 400 ml, afdelingsmodel met luer lock 20303	69503
<b>REDONFLES 400 ML, OK-MODEL</b>	
Redonfles 400 ml, OK-model met secreetstop en luer lock 20304	69510
<b>REDONFLES 200 ML, AFDELINGSMODEL</b>	
Redonfles 200 ml, afdelingsmodel met luer lock 20203	69461
<b>REDONFLES 200 ML, OK-MODEL</b>	
Redonfles 200 ml, OK-model met secreetstop 20201	00037
Redonfles 200 ml, OK-model met secreetstop en luer lock 20204	00036

Informatie omtrent het volledige leveringsprogramma is op aanvraag verkrijgbaar.



## **GESLOTEN LAAG VACUÛM SYSTEEM, PFM**

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **GESLOTEN LAAG VACUÛM SYSTEEM, PFM**

Het opvangsysteem bestaat uit een balg (inhoud 250 ml), een opvangzak (inhoud 700 ml), een trocar en 2 drains Ch. 10  
20760

71208

(Ook verkrijgbaar met drains Ch. 14 of Ch. 18)

Informatie omtrent het volledige leveringsprogramma is op aanvraag verkrijgbaar.



## MINI-WONDDRAINAGE SYSTEMEN, PFM

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>MINISYSTEEM 30 ML</b>	
Zuigbalg 30 ml met draaibare luerlock 20611	72200
Minisysteem bestaat uit zuigbalg 30 ml met draaibare Luer Lock en drain charrière 6 20604	00768
Minisysteem bestaat uit zuigbalg 30 ml met draaibare Luer Lock en drain charrière 8 met trocar 20608	02179
<b>MINISYSTEEM 150 ML</b>	
Minisysteem bestaat uit zuigbalg 150 ml en drain charrière 6 met trocar 20651	72080





## TROCARS, PFM

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>MESSNEDE RECHT, ROESTVRIJ STAAL</b>	
Trocart charrière 8, 11.560.208.000	00467
<b>MESSNEDE GEBOGEN, ROESTVRIJ STAAL</b>	
Trocart charrière 6, 11.528.206.000	00463
Trocart charrière 8, 11.528.208.000	00464
Trocart charrière 10, 11.528.210.000	00465
Trocart charrière 14, 11.528.214.000	00466
<b>LANCET TIP RECHT, ROESTVRIJ STAAL</b>	
Trocart charrière 8, 11.570.208.000	00468
Trocart charrière 10, 11.570.210.000	00469



## **DRAINS, PFM**

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>PVC-REDON DRAIN 50 CM MET RÖNTGENCONTRAST GEPERFOREERD OVER 15 CM</b>	
Charrière 6, 20027	70766
Charrière 8, 20020	70776
Charrière 10, 20021	70806
Charrière 12, 20022	70814
Charrière 14, 20023	70824
Charrière 16, 20024	70844
Charrière 18, 20025	70862
<b>PVC-REDON DRAIN 50 CM MET RÖNTGENCONTRAST GEPERFOREERD OVER 8 CM</b>	
Charrière 10, 20001	70996



## **DRAINS, SILICONEN**

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>SR-DRAIN 50 CM MET 5 OGEN RONDONM</b>	
charrière 8	02316
charrière 12	02320
charrière 18	02322
charrière 21	02324
charrière 24	02326
charrière 27	02328
charrière 30	02332
charrière 33	02334
charrière 36	02336
<b>SR-DRAIN 50 CM MET RÖNTGENCONTRAST EN 5 OGEN RONDONM</b>	
charrière 8	02300
charrière 12	02302
charrière 18	02304
charrière 24	02306
charrière 27	02308
charrière 30	02310
charrière 32	02312
charriere 33	02314



## **DRAINAGESYSTEMEN**

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **ROBDRAIN, PFM**

Gesloten wonddrainagesysteem, opvangzak 350 cc, steriel

Met siliconendrain charrière 12  
22120

71206

Met siliconendrain charrière 20  
22124

71352

### **GALDRAINAGESYSTEEM**

Galdrainagezak met aftappunt en 3/4/5 mm aansluiting

80054



## URINE-OPVANGSYSTEMEN

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>URINE-OPVANGZAKKEN</b>	
Urinebeenzak, 500ml, 45cm, 3-kamer non woven, onsteriel	89111*
Urinebeenzak, 750ml, 10cm, onsteriel	89104*
Urinebeenzak, 750ml, 30cm, onsteriel	89105*
Urinebeenzak, 750ml, 10cm, steriel	89107*
Urinebeenzak, 750ml, 30cm, steriel	89108*
Urine zak, 2 liter, 90cm, met kruiskraan, onsteriel	89100*
Urine zak, 2 liter, 90cm, geen kruiskraan, onsteriel	89103*
Urine zak, 2 liter, 90cm, met kruiskraan, steriel	89085*
Urine zak, 2 liter, 100cm, met kruiskraan, monsterafname, steriel	89101*
Urine zak, 2 liter, 120cm, 3-kamer non woven, steriel	89110*
TUR zak, 4 liter, slang 120cm, steriel	89106*
Dover urine drainage zak	59080*
Bed hanger voor urinezak	89102*
Velcro straps (per paar verpakt)	89109*
Catheterstop Spigo	85000*
<b>Urine zak, 3,5 liter, steriel</b>	
Met aftapkraan en terugslagventiel, slang 100 cm met diameter 6 x 9 mm en katheteraansluiting	16500



## URINE-OPVANGSYSTEMEN

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>STERIELE URINE-OPVANGZAKJES</b>	
Steriele opvangzakjes voor premature baby's, standaard, <1200gr	80165*
Steriele opvangzakjes voor premature baby's, standaard, 1200-2500gr	80145*
Steriele pediatrische opvangzakjes, met uitloop, jongen >2500gr	80037*
Steriele pediatrische opvangzakjes, met uitloop, meisje >2500gr	80135*
Steriele pediatrische opvangzakjes, gesloten, jongen >2500gr	80140*
Steriele pediatrische opvangzakjes, gesloten, meisje >2500gr	80130*



## UROLOGISCHE SYSTEMEN

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>ENKELVOUDIG CYSTOSCOPIESYSTEEM</b>	
Enkelvoudig cystoscopiesysteem met spike en open/dicht klem	11510
Enkelvoudig cystoscopiesysteem met spike, druppelkamer en open/dicht klem	11500
Enkelvoudig cystoscopiesysteem met spike, open/dicht klem en draaibaar mannelijk luer lock	11450
<b>TUR-SYSTEEM</b>	
Tweevoudig TUR-systeem met spike en opvangzak 3,5 liter	16000



## SPEC. PROD. VOOR LICHT- EN/OF PVC-GEVOELIGE MEDICAMENTEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **VERLENGLIJN VOOR HET TOEDIENEN VAN LICHT- EN/OF PVC-GEVOELIGE MEDICAMENTEN**

Rausonert verlenglijn 200 cm, diameter 0,7 x 2,1 mm en draaibare mannelijk/vrouwelijk luer lock M04094	43999
Rausonert verlenglijn 150 cm, diameter 0,7 x 2,1 mm, O/D-klem en draaibare mannelijk/vrouwelijk luer lock MF1641	43998





## NAALDLOZE TOEDIENINGSSYSTEMEN, CURAPHARM

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

**ENKELVOUDIG TOEDIENINGSSYSTEEM DEHP-VRIJ MET 2 NAALDLOZE  
BIJSPUITPUNTEN**

79063

902.011.06

Enkelvoudig systeem DEHP-vrij met beluchte spike, O/D-klem, Y-stuk luer lock (MicroClave clear), druppelkamer met 200 micron filter, 220cm onderslang, rollerklem, terugslagventiel, Y-stuk luer lock (MicroClave clear), en draaibare mannelijke luer lock met flow stop.

**ZIJLIJN NAALDLOOS**

630.136.08

79040

Zijlijn DEHP-vrij 40cm met beluchte spike/draaibare luer lock en O/D-klem.



## STANDAARD TOEDIENINGSSYSTEMEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### STANDAARD TOEDIENINGSSYSTEMEN KUNNEN NIET WORDEN AANGEPAST QUA CONFIGURATIE

288 6522

78956

Configuratie: beluchte spike op druppelkamer met 15 micron filter, 175cm slang met rollerklem, Y-aanprikstuk en mannelijke luer lock.



## **BELUCHTERS, ADAPTERS EN ACCESSOIRES**

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>BELUCHTERS</b>	
Naaldbeluchter met terugslagventiel en hydrofoob filter, A81	78953
Naaldbeluchter met 0,2 micronfilter en hydrofoob filter	90049
<b>ADAPTERS</b>	
040-184-000A Adapter mannelijk/mannelijk luer lock	34636
040-183-000A Adapter vrouwelijk/vrouwelijk luer lock	34615
041-281-000A Rotating adapter mannelijk/mannelijk luer lock	35210
041-280-000A Rotating adapter vrouwelijk/mannelijk luer lock	35203
<b>TRANSFERNAALD</b>	
Transfernaald, 71397	90076



## IV-NAALDEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### VEILIGHEIDSNAALDEN

Venflon Pro Safety 20G

66008A

Venflon Pro Safety 22G

66009



## KRANEN, KRANENBLOKKEN EN ACCESSOIRES

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>KRANEN</b>	
764.010.24 3-wegkraan, blauw, open indicatie met 10cm verlenglijn en draaibare mannelijk luer lock	79090
041-216-000 1-wegkraan, mannelijk/vrouwelijk luer lock	35084
041-210-002 3-wegkraan, off, mannelijk luer lock	35070
<b>KRANENBLOKKEN</b>	
RP3000M 3-wegkranenblok, open	34364
RP5000M 5-wegkranenblok, open	44365
Informatie omtrent het volledige leveringsprogramma kranen en kranenblokken is op aanvraag verkrijgbaar.	
<b>ACCESSOIRES</b>	
8560 Schaarklem (blauw)	00754
9547122 Filling tube	80068A



## STOPJES EN (SPUITENPOMP)LIJNEN

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>STOPJES</b>	
8501512 Combistopje rood	79076
8501532 Combistopje blauw	79078
<b>INFUUSLIJNEN PE/PVC TEN BEHOEVE VAN SPUITENPOMPEN</b>	
PB3115MF PE/PVC-infuuslijn 150 cm met diameter 2,5x4,1 mm en mannelijk/vrouwelijk luer lock	34384
PB3320MF PE/PVC-infuuslijn 200 cm met diameter 2,5x4,1 mm en mannelijk/vrouwelijk luer lock	34386
7961222 PVC-lijn 180 cm, diameter 1,0x3,0 mm en mannelijk/vrouwelijk luer lock	94510
PB3120MF PE/PVC-infuuslijn 200 cm met diameter 1,0x2,1 mm en mannelijk/vrouwelijk luer lock	34389
PB3130MF PE/PVC-infuuslijn 300 cm met diameter 1,0x2,1 mm en mannelijk/vrouwelijk luer lock	34387
PB3170MF PE/PVC-infuuslijn 700 cm met diameter 1,0x2,1 mm en mannelijk/vrouwelijk luer lock	34390



## SPALKEN

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
29965 IV-spalk voor neonaten met 2 fixatiestrips 1,6 x 15,0 cm	60485
29967 IV-spalk voor kinderen met 2 fixatiestrips 2,0x30,0 cm	60481
29900 IV-handspalk voor volwassenen met 3 fixatiestrips 2,5x33,5 cm	60483
29980 Arteriële handspalk voor volwassenen met inlegbedje, starterblok en 2 fixatiestrips 2,5x38,0 cm	60484
29920 IV-elleboogspalk met inlegbedje en 2 fixatiestrips 4,0x50,0 cm	60571



## IV-THERAPIE BIJ NEONATOLOGIE

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>STANDAARD SETS</b>	
MF1503 Transfersysteem met extra verlenglijn	44104
MF1873 Transfersysteem 3-weg	44122
<b>LAAG VOLUME VERLENGLIJNEN</b>	
MF1605 Verlenglijn 15 cm. met draaibare mannelijk/vrouwelijk luer lock	44125
MF1943 PE-spiraalslang 300 cm. met mannelijk/vrouwelijk luer lock	44106
<b>FILTERS</b>	
MF1764 IV-filter 0,2 micron met aansluiting voor vier verlenglijnen	44200
<b>ACCESSOIRES</b>	
MF1661 Infuuszak PVC-vrij 150 ml. met luer lock aansluiting	44130
MF1662 Infuuszak PVC-vrij 250 ml. met luer lock aansluiting	44202A
MF1666 Infuuszak PVC-vrij 3000 ml. met luer lock aansluiting	44110

*Op aanvraag worden custom made configuraties ontwikkeld naast een uitgebreid assortiment standaard artikelen.*





## PATIËNTVERWARMING

### *Omschrijving*

### *Bestelnummer*

#### **ASTOPAD® SYSTEM**

ASTOPAD® DUO 310 stuureenheid, dubbele aansluiting Met geïntegreerde randaarde en back-up batterij	83457
Astopad Cover COV150, oranje verwarmingsdeken, 50x150 cm	83407
Astopad Cover COV180, oranje verwarmingsdeken, 80x180 cm	83408
Astopad Cover COV155, oranje verwarmingsdeken, 50x150 cm, speciaal voor het bovenlichaam	83409
Reusable Cover voor de COV150; COV40150	83402
Reusable Cover voor de COV180; COV40180	83403
Reusable Cover voor de COV155; COV40155	83415

De Reusable Covers kunnen op 95° gewassen worden en zijn te desinfecteren.

Disposable Cover voor de COV150; CA9258	83388
Leg Bag, reusable passieve beenverwarming tot boven de knie; PAS161	83420

#### **ASTOPAD® BABY VERWARMER**

ASTOPAD® Cover COV070, oranje baby verwarmingsdeken, 68x48 cm	83419
Katoenen Cover voor de COV070; COV20070	83418
Reusable Cover voor de COV070; COV40070	83417

De Reusable Cover kan op 95° gewassen worden en is te desinfecteren.



## PATIËNTVERWARMING

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **ASTOPAD® SOF**

ASTOPAD® SOF, een verwarmde, drukverlagende OK - tafel matras

ASTOPAD® SOF is een dikke matras die op de OK - tafel kan worden geplaatst en die bovendien wordt verwarmd door de stuureenheid van het ASTOPAD® SYSTEM.

De afmetingen van de ASTOPAD® SOF kunnen per matras aangepast worden aan uw wensen, hierdoor past elke ASTOPAD® SOF perfect op uw OK tafel!

U kunt uw eigen matras samenstellen door te kiezen uit onderstaande afmetingen:

<b>Individuele lengte</b>	<b>Individuele breedte</b>	<b>Individuele hoogte</b>	<b>Artikel</b>
60 cm tot 80 cm	42 cm tot 50 cm	4 cm tot 10 cm	SOF7
90 cm tot 110 cm	48 cm tot 55 cm	4 cm tot 10 cm	SOF4
135 cm tot 160 cm	48 cm tot 55 cm	4 cm tot 10 cm	SOF5
180 cm tot 220 cm	48 cm tot 55 cm	4 cm tot 10 cm	SOF2

Ter bescherming van de ASTOPAD SOF OK - tafel matras is een reusable antistatisch of fixeerbaar hoeslaken te bestellen, deze kan op 95°C gewassen worden en is te desinfecteren.

ASTOPAD®SOF7 met afmetingen naar keuze, SOF7	88232
ASTOPAD®SOF7 antistatische hoes op maat, SOF407	88233
ASTOPAD®SOF7 fixeerbare hoes op maat, SOF457	83442
ASTOPAD®SOF4 met afmetingen naar keuze, SOF4	88230
ASTOPAD®SOF4 antistatische hoes op maat, SOF404	88231
ASTOPAD®SOF4 fixeerbare hoes op maat, SOF454	83441
ASTOPAD®SOF5 met afmetingen naar keuze, SOF5	88234
ASTOPAD®OF5 antistatische hoes op maat, SOF405	88235
ASTOPAD®SOF5 fixeerbare hoes op maat, SOF455	83435
ASTOPAD®SOF2 met afmetingen naar keuze, SOF2	88236
ASTOPAD®SOF2 antistatische hoes op maat, SOF402	88237
ASTOPAD®SOF2 fixeerbare hoes op maat, SOF452	83440



## PATIËNTVERWARMING

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **ASTOPAD® ROE**

ASTOPAD® ROE is een 100% röntgendoorlaatbaar, verwarmd, drukverlagend OK- tafel matras voor hybride OK en HCK.

ASTOPAD® ROE is een dik matras die op de OK- tafel kan worden geplaatst en die bovendien wordt verwarmd door de stuureenheid van Astopad® system.

De afmetingen van de ASTOPAD® ROE kunnen per matras aangepast worden aan uw wensen, hierdoor past elke ASTOPAD® ROE perfect op uw OK- tafel.

U kunt uw eigen matras samenstellen door te kiezen uit onderstaande afmetingen:

<b>Individuele lengte</b>	<b>Individuele hoogte</b>	<b>Artikel</b>
240 cm tot 280 cm	4 cm	ROE4
240 cm tot 280 cm	8 cm	ROE8

Ter bescherming van de ASTOPAD® ROE OK - tafel matras is een reusable antistatisch of fixeerbaar hoeslaken te bestellen, deze kan op 95°C gewassen worden en is te desinfecteren.

ASTOPAD® ROE4 met afmetingen naar keuze, ROE4	88226
ASTOPAD® ROE4 antistatische hoes op maat, ROE454	88227
ASTOPAD® ROE8 met afmetingen naar keuze, ROE8	88228
ASTOPAD® ROE8 antistatische hoes op maat, ROE854	88229



## PATIËNTVERWARMING

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **BLOED- EN INFUUSVERWARMERS**

Astotherm Plus 220, 11 windingen, temperatuur instelling 39, 41, 43°C, <b>zonder</b> verwarmingsmanchet, <b>zonder</b> actieve isolatieslang inclusief vereffeningspen t.b.v. randaarde	00652
Astotherm Plus 220S, 11 windingen, temperatuurinstelling 37, 39, 41°C, <b>met</b> verwarmingsmanchet, <b>plus</b> actieve isolatieslang inclusief vereffeningspen t.b.v. randaard	83427
Astotherm Plus 220S, 11 windingen, temperatuur instelling 39, 41, 43°C, <b>met</b> verwarmingsmanchet, <b>plus</b> actieve isolatieslang inclusief vereffeningspen t.b.v. randaarde	00663
Astotherm Plus 260S 9 windingen, temperatuur instelling 37, 39, 41°C, <b>met</b> verwarmingsmanchet, <b>plus</b> actieve isolatieslang inclusief vereffeningspen t.b.v. randaarde	00653

### **ACCESSOIRES**

Astoline Actieve isolatieslang* Een 130 cm lang en verwarmd warmteprofiel, dat de verwarmde vloeistof beschermst tegen afkoeling. (* Aanpassing op Astotherm noodzakelijk)	00658
Verwarmingsmanchet, geschikt voor alle Astotherm Plus uitvoeringen	83350
Astotube 320 cm LL PVC voor IFT200	99605
Astotube 490 cm LL PVC voor IFT260/AP260(S)	99610
Astotube 575 cm LL PVC voor AP200(S) en AP220(S)	99615



## PATIËNTVERWARMING

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **BLOED- EN INFUUSVERWARMERS**

#### **ASTOFLO PLUS ECO**

Astoflo Plus ECO, stuureenheid inclusief vereffeningspen t.b.v. randaarde

00771

*Noodzakelijk hierbij is de combinatie met 1 warmteprofiel*

Warmteprofiel, lengte 180 cm, diameter 4-5 mm voor Astoflo Plus ECO

83359

Warmteprofiel, lengte 180 cm, diameter 6-7 mm voor Astoflo Plus ECO

83361



## TRANSILLUMINATIE

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **ASTODIA**

Astodia vergemakkelijkt het zoeken naar aders en is speciaal geschikt voor de toepassing bij neonaten en kinderen.

Ook is het mogelijk met behulp van Astodia vocht- of luchtophoppingen onderhuids te traceren.

DIA100 83460

Hand Piece LED

DIA130 83450

Kabel voor DIA 130

1607.0001 ( vanaf serienummer DH05000) 78963

Charger

DIA140 83462



## MICROCLAVE CLEAR®

*Omschrijving* *Bestelnummer*

---

### MICORCLAVE CLEAR® DESINFECTEERBARE NAALDLOZE CONNECTOREN

011-MC100 MicroClave® clear los steriel	41360
011-MC100RR MicroClave® clear rood los steriel	41361
011-MC3302 MicroClave® clear verlenglijn 18 cm (1mm)	41362
011-MC33234 MicroClave® clear 2-poort 23 cm (1mm)	41363
011-MC33029 MicroClave® clear 3-poort 13 cm (1mm)	41364
011-MC33760 MicroClave® clear 4-poort (1mm)	41365
011-MC3312 MicroClave® clear 2-poort (3mm)	41366
011-MC33759 MicroClave® clear 3-poort TCI	41367
CH -10 MicroClave® bag access	41368
CH -50 MicroClave® vial access	41369
CH -70 MicroClave® access pin	41370
011-A1001 NanoClave® clear T-connector LL	41371



## BIOPATCH

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **BIOPATCH REDUCEERT HET RISICO OP BACTERIËLE INFECTIES**

44150 Biopatch 2,5 cm met opening 4,0 mm	74621
44151 Biopatch 1,9 cm met opening 1,5 mm	74622
44152 Biopatch 2,5 cm met opening 7,0 mm	74623





## ARTERIËLE NAALDEN

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>ARTERIËLE NAALDEN</b>	
AMC\3 Arteriële naald 18G, 7,0 cm 195312	00245
AMC\4 Arteriële naald 18G, 7,0 cm 195318	00644
AMC\4 Arteriële naald 19G, 3,8 cm 195319	00651
AMC\4 Arteriële naald 21G, 2,5 cm 195322	00791
AMC\4 Arteriële naald 21G, 5,1 cm 195323	00833
AMC\4 Arteriële naald 18G, 7,0 cm, fixed wing 195352	00840

Informatie omtrent het volledige leveringsprogramma is op aanvraag verkrijgbaar.



## ARTERIËLE CATHETER KITS

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **ARGON ARTERIELE CATHETERKITS MET PFTE CATHETER**

Arteriële catheter kit, 18Gx15 cm, complete kit inclusief guidewire, spuitje, arteriële naald, hechtmateriaal en andere accessoires\*

498104

27524

Arteriële catheter kit, 20Gx15 cm, complete kit inclusief guidewire, spuitje, arteriële naald, hechtmateriaal en andere accessoires\*

498100

27510

Arteriële catheter mini kit, 20Gx7,5 cm met arteriële naald en guidewire\*

498107

28000

\* Verschillende samenstellingen en maatvoeringen op aanvraag verkrijgbaar.



## GUIDEWIRES

<i>Omschrijving</i>				<i>Bestelnummer</i>
<b>GUIDEWIRE STAINLESS STEEL, FIXED CORE</b>				
395711	.035"	75 cm	rechte tip	34006
395509	.021"	150 cm	rechte tip	38311
395451	.018"	40 cm	rechte tip	02492
<b>GUIDEWIRE PTFE COATING, FIXED CORE</b>				
395282	.035"	150 cm	3 mm J-tip	07301
395794	.035"	260 cm	3 mm J-tip	10745
<b>GUIDEWIRE PTFE COATING, MOVABLE CORE</b>				
395258	.035"	150 cm	rechte tip	09562
395312	.035"	150 cm	3 mm J-tip	10164

Informatie omtrent het volledige leveringsprogramma is op aanvraag verkrijgbaar.



## KRANENBLOKKEN, ANGIO SPUITEN, HOGE DRUK LIJNEN

<i>Omschrijving</i>		<i>Bestelnummer</i>		
<b>KRANENBLOKKEN 500 PSI, MET ROTATING ADAPTOR</b>				
193111	2 – weg kranenblok	OFF	rechts	33810
193117	3 – weg kranenblok	ON	rechts	40593
<b>ANGIOGRAFIE SPUITEN</b>				
193205	mannelijk luer lock	10 cc	vinger/duim ringen	33915
193209	mannelijk luer lock	12 cc	vinger/duim ringen	33943
193210	rotating adaptor	12 cc	vinger/duim ringen	33971
<b>ANGIOGRAFIE SPUITEN, KLEUR GECODEERD BLANCO OF MET TEKSTEN ARTERIAL, NITRO, HEPARIN, CONTRAST, SALINE, FLUSH, ATROPINE OF VENOUS (ALLE KLEUR/TEKST COMBINATIES VERKRIJGBAAR)</b>				
382000	blauw/arterial	10cc		09054
382022	rood/nitro	10cc		09063
382033	wit/lidocaine	10cc		09071
382055	donker groen/contrast	10cc		09087
<b>HOGE DRUK CONTRAST LIJNEN 1200 PSI</b>				
193350	mannelijk/vrouwelijk luer lock		25 cm	30870
193355	rotating adaptor/vrouwelijk luer lock		50 cm	33243
193356	rotating adaptor/vrouwelijk luer lock		76 cm	33271
193357	rotating adaptor/vrouwelijk luer lock		122 cm	33404
<b>HOGE DRUK CONTRAST LIJNEN 1200 PSI, GEWAPEND</b>				
193365	rotating adaptor/vrouwelijk luer lock		122 cm	33754

Informatie omtrent het volledige leveringsprogramma is op aanvraag verkrijgbaar.



## INTRODUCERS VOOR CARDIOLOGIE EN RADIOLOGIE

<i>Omschrijving</i>				<i>Bestelnummer</i>
<b>CATHLAB INTRODUCER, MET GUIDEWIRE</b>				
496004	4Fr.	11 cm	.035"	19894
496006	6Fr.	11 cm	.038"	19943
<b>LONG SHEATH INTRODUCER</b>				
490006	6Fr.	23 cm	Eén dilator	20601

Informatie omtrent het volledige leveringsprogramma is op aanvraag verkrijgbaar.



## DILATORS

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

**DILATOR**

392307

8Fr. dilator 19,8 cm

19082

Informatie omtrent het volledige leveringsprogramma is op aanvraag verkrijgbaar.



## BIOPSY FORCEPS

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

**FORCEPS 7 FRENCH - 2,2 mm**

190080	Lengte 50 cm, pre-curved met coating	29841A
190081	Lengte 50 cm, maxi-curved met coating	29813A
190085	Lengte 105 cm, straight (zonder coating)	29736A

**FORCEPS 5,5 FRENCH - 1,8 mm**

190060	Lengte 50 cm, straight (zonder coating)	02275A
190070	Lengte 105 cm, straight (zonder coating)	38871A

Informatie omtrent het volledige leveringsprogramma is op aanvraag verkrijgbaar.



## PRODUCTEN VOOR INVASIEVE DRUKMETING

### *Omschrijving*

### *Bestelnummer*

---

#### **DISPOSABLE TRANSDUCER**

CDX III, transducer  
041-516-504A

35260

#### **DRUKLIJNEN**

Genoemde druklijnen hebben een mannelijk/vrouwelijk luer lock aansluiting.  
Op aanvraag zijn deze druklijnen ook in mannelijk/mannelijk luer lock aansluiting  
verkrijgbaar en in PE-uitvoering

040-103-005A 91 cm druklijn, PVC

34454

040-104-005A 122 cm druklijn, PVC

34496

040-105-005A 152 cm druklijn, PVC

40341

040-106-005A 183 cm druklijn, PVC

34524

Informatie omtrent het volledige leveringsprogramma is op aanvraag verkrijgbaar.





## BEADEMINGSFILTERS

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>BEADEMINGSFILTERS</b>	
BB25 Bacteriefilter voor anesthesie, 22-15 mm connectors en CO2 poort, 35 ml volume, ten behoeve van patiënten > 10 kg	01000
BB100e Ultipor Bacteriefilter-HME voor Intensive Care, 85 ml volume, ten behoeve van patiënten > 24 kg	00618
BB100p Ultipor Bacteriefilter-HME voor Intensive Care, incl.CO2 poort, 85 ml volume, ten behoeve van patiënten > 24 kg	00923
BB22-15 Bacteriefilter-HME, 22-15 mm connectors, 63 ml volume, ten behoeve van patiënten > 24 kg	24094
BB22-15M Bacteriefilter-HME, 22-15 mm connectors en CO2 poort, 63 ml volume, ten behoeve van patiënten > 24 kg	73605
BB50TE Hydrofoob machinefilter, in combinatie met de HME80PE kunstneus is het machinefilter gevalideerd voor een gebruik van 7 dagen	24283
<b>LONGFUNCTIE FILTERS</b>	
PF30-SG Filter voor longfunctiediagnostiek, 40 ml volume	40010



## IV-FILTERS

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>IV-FILTERS VOOR NEONATEN</b>	
NEO96E, nanodyne NEO filter 96-uurs IV-filter met micro-tubing voor neonaten, 0,2 micron, 0,2 ml volume	66365
NLF2E, lipipor filter 24-uurs voedings- en lipiden filter 1,2 micron, volume 0,8ml en microbore tubing	66369
<b>IV-FILTERS VOOR VOLWASSENEN</b>	
ELD96LLCE, nanodyne ELD filter 96-uurs IV-filter 0,2 micron met microbore tubing en schuifklem	16787
TNA2E, lipipor filter 24-uurs voedings- en lipiden filter 1,2 micron met standard tubing	65086



## INSUFFLATOR GAS-FILTERS

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>INSUFFLATOR GAS FILTERS</b>	
LSF1 Laparoshield rookfilter met verlengslang	64142
ORO1-HE in-line gas filter	66010
Het insufflator gasfilter met tubing is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar.	
IGF1	64141
IGF1M	64147
FRIGF2 Insufflatie set met hydrofoob filter, geschikt voor hoge flow insufflatie	01008



## BLOEDFILTERS

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>BLOEDFILTERS</b>	
SQ40SE Bloedfilter	00241
SB1E Lipiguard Bloedfilter t.b.v. autologe bloedtransfusie	66380
RS1VAE Leukocytenverwijderingsfilter	69445



## AUTOLOGE BLOEDTRANSFUSIE

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>CELL SAVER ELITE+</b> Autoloog bloedtransfusiesysteem CSE-EW-NL	97109
<b>CELL SAVER ELITE+ CART</b> Karretje waarop Cell Saver Elite+ systeem gemonteerd wordt CSE-EA-1000	97114
<b><u>DISPOSABLES VOOR CELL SAVER ELITE+</u></b>	
<b>AUTOTRANSFUSION RESERVOIR 3 LITER</b> 00205-00	97119
<b>VACUUM LINE WITH FILTER</b> HAR-A-1000	97181
<b>ASPIRATION &amp; ANTICOAGULANT LINE</b> 00208-00	97120
<b>CELL SAVER ELITE PROCESSING SET (70 ML)</b> CSE-P-70	97128
<b>BASIC VOLUME BOWL SET (PROCESSING KIT 125ML)</b> CSE-P-125	97126
<b>HIGH VOLUME BOWL SET (PROCESSING KIT 225ML)</b> CSE-P-225	97127
<b>WASTE BAG 10 L</b> CSE-B-1000	97124
<b>RBC BAG 10 L</b> 00245-00	97129
<b>500 ML ACD-A SPIKE BAG</b> 0426B-00	97170
<b>750 ML ACD-A SPIKE BAG</b> 0427B-00	97171



## AUTOLOGE BLOEDTRANSFUSIE

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **SMART SUCTION HARMONY**

De SmartSuction Harmony® is een onafhankelijke vacuümbron, die het vacuüm 'uit de muur' vervangt tijdens chirurgie. Het apparaat past de zuigkracht aan op de hoeveelheid bloed, die wordt opgezogen.

HAR-E-230-XX

97180

### **DISPOSABLES VOOR CELL SAVER 5/5+**

#### **BASIC VOLUME BOWL SET (PROCESSING KIT 125ML)**

00261-00

97121

#### **HIGH VOLUME BOWL SET (PROCESSING KIT 225ML)**

00263-00

97122



## TROMBO-ELASTOGRAFIE

### *Omschrijving*

### *Bestelnummer*

#### **TEG® 6S**

Het TEG 6s-systeem biedt klinici een snelle, uitgebreide en nauwkeurige identificatie van de hemostaseconditie van een patiënt in een laboratorium of in een zorgomgeving.

Met een innovatieve alles-in-één cartridge levert het TEG 6s-systeem hoogwaardige testresultaten zonder het gecompliceerde proces voor testvoorbereiding in verband met traditioneel testen.

07-690

97230

#### **DISPOSABLES VOOR TEG® 6S**

##### **GLOBAL HEMOSTASIS CARTRIDGE**

Citrated test: K, KH, RT, FF

07-601

97231

##### **QC LEVEL 1**

07-650

97232

##### **QC LEVEL 2**

07-651

97233

##### **ABNORMAL QC VIAL TEST KIT**

07-662

97234

##### **PLATELET MAPPING® ADP & AA (FULL)**

07-614

97235

##### **PLATELET MAPPING® ADP**

07-615

97236



## TROMBO-ELASTOGRAFIE

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b><u>DISPOSABLES VOOR TEG® 5000</u></b>	
<b>KAOLIN KIT</b> 07-004 / 6300	97202
<b>CUPS&amp;PINS, HEPARINASE</b> 07-006 / 6212	97203
<b>BIOLOG. QC LEVEL I KIT</b> 07-007 / 8001	97204
<b>BIOLOG. QC LEVEL II KIT</b> 07-008 / 8002	97205
<b>CALCIUM CHL.,.2M, 5CC</b> 07-012 / 7003	97206
<b>PLAT.MAP. FULL ASSAY KIT</b> 07-014	97207
<b>PLAT.MAP. ADP ASSAY KIT</b> 07-015	97208
<b>PLAT.MAP. AA ASSAY KIT</b> 07-016	97209
<b>FUNCT.FIBRINOGEN KIT</b> 07-034	97210
<b>CUPS&amp;PINS, EMPTY, NAT.</b> 07-052 / 6211	





## ZUURSTOF THERAPIE

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>ZUURSTOF MASKERS</b>	
Oxygen mask adult MA1PXL	97820
Oxygen mask child MA1PM	97822
<b>NON REBREATHING MASKERS</b>	
NR mask adult MA1PXL-H	97810
NR mask child MA1PM-H	97812
<b>VERNEVELAAR</b>	
Nebulizer mask adult MA1PXL-L	97830



## ZUURSTOF THERAPIE

<i>Omschrijving</i>	<i>Bestelnummer</i>
<b>ZUURSTOFBRILLEN</b>	
Adult nasal cannula soft tip NC1PL	97800
Child nasal cannula soft tip NC1PM	97802
Infant nasal cannula soft tip NC1PS	97801
Neo nasal cannula soft tip NC1PXS	97803
<b>ZUURSTOFCATHETERS</b>	
10CH 40cm Oxygen catheter	10078*
10CH 40cm Oxygen catheter with spong	10070*
12CH 40cm Oxygen catheter	Volgt*
12CH 40cm Oxygen catheter with spong	10082*
14CH 40cm Oxygen catheter	10079*
14CH 40cm Oxygen catheter with spong	10083*



## LARYNX MASKERS

<i>Omschrijving</i>		<i>Bestelnummer</i>
<b>DISPOSABLE LARYNX MASKERS VAN PVC</b>		
Larynxmaskers size 1 LM1P10	verpakt per 10 stuks	94120
Larynxmaskers size 2 LM1P20	verpakt per 10 stuks	94121
Larynxmaskers size 2,5 LM1P25	verpakt per 10 stuks	94122
Larynxmaskers size 3 LM1P30	verpakt per 10 stuks	94123
Larynxmaskers size 4 LM1P40	verpakt per 10 stuks	94124
Larynxmaskers size 5 LM1P50	verpakt per 10 stuks	94125



## MAGILL TANGEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **MAGILL TANGEN**

#### **DISPOSABLE RVS**

Disposable Magill tang voor volwassenen, 25 cm 50036

Disposable Magill tang voor kinderen, 20 cm 50039

Disposable Magill tang voor kinderen, 15 cm 50037



## P.V.C. SLANGEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### GLASHELDERE P.V.C. SLANGEN

Bloedtransfusiekwaliteit; pyrogeenvrij; gamma-/ETO-steriliseerbaar

Rolopmaak:	Hardheid:	Inw. x uitw. in mm.:	
500 mtr	Shore 80°	1,5 x 2,5	39090
500 mtr	Shore 65°	1,5 x 3,5	39091
100 mtr	Shore 70°	2,0 x 4,0	39092
100 mtr	Shore 80°	4,0 x 6,0	39094
100 mtr	Shore 70°	8,0 x 12,0	39097

### TECHNISCHE P.V.C. SLANGEN GLASHELDER RAUCLAIR

Hardheid: 80° shore

Rolopmaak:	Inw. x uitw. in mm.:	
100 mtr	4,0 x 8,0	39083
100 mtr	7,0 x 10,0	39085
50 mtr	8,0 x 11,0	39087
50 mtr	8,0 x 12,0	39088



## SILICON-RUBBER SLANG PLATINA VERNET

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### SILICON-RUBBER SLANG PLATINA VERNET

Hardheid: 60° shore; voor de farmaceutische industrie

Rolopmaak:	Inw. x uitw. in mm:	
50 mtr	3,0 x 4,0	39007
50 mtr	5,0 x 8,0	39000
50 mtr	7,0 x 10,0	39001
50 mtr	8,0 x 12,0	39002
50 mtr	10,0 x 15,0	39003
25 mtr	10,0 x 18,0	39004
25 mtr	14,0 x 20,0	39005
500 mtr	0,8 x 3,0	39129



## SILICON-RUBBER SLANGEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### RAUMEDIC SILICON-RUBBER SLANGEN

Rolopmaak:	Inw. x uitw. in mm.:	
50 mtr	1,00 x 3,00	39062
50 mtr	1,50 x 3,20	39063
50 mtr	3,00 x 4,00	39072
50 mtr	4,00 x 7,00	39067



## SILICON-RUBBER SLANGEN

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

### **SILICON-RUBBER SLANGEN VOOR SEMI MEDISCH EN TECHNISCH GEBRUIK**

Hardheid: 60° shore; niet voor transport van vloeistoffen naar patiënt.

Rolopmaak:	Inw. x uitw. in mm.:	
50 mtr	0,8 x 1,4	39098
50 mtr	2,0 x 2,8	39100
50 mtr	2,5 x 3,5	39102
50 mtr	3,0 x 4,0	39103
50 mtr	3,0 x 5,0	39104
50 mtr	3,0 x 7,0	39105
25 mtr	3,3 x 6,7	39106
50 mtr	4,0 x 7,0	39109
25 mtr	5,0 x 7,0	39111
25 mtr	5,0 x 8,0	39112
25 mtr	6,0 x 9,0	39119
25 mtr	6,0 x 12,0	39121
25 mtr	7,0 x 10,0	39122
25 mtr	8,0 x 12,0	39124
25 mtr	10,0 x 15,0	39126





## **LIJM**

*Omschrijving*

*Bestelnummer*

---

### **LIJM**

Vinyl Cement lijm 30 ml

266Z053

